

WIN  CARE



Scannez le code QR pour plus d'informations

## Manuel de l'utilisateur

### TRITON DUAL 150

Chaise de bain et de toilette réglable en hauteur avec siège inclinable

#### Informations importantes

Le manuel d'utilisation doit être lu avant d'utiliser le produit.

Le manuel d'utilisation s'adresse au personnel soignant et aux techniciens en ce qui concerne le service et la maintenance du produit.

Date: 30-01-2024. Version: 1

## Contenu

<b>1</b>	<b>OBJECTIF ET SÉCURITÉ</b>	<b>3</b>
1.1	OBJECTIF	3
1.2	CONSIGNES DE SECURITE	3
1.3	AVANT UTILISATION	4
1.4	TERMINOLOGIE	5
1.5	DEBALLAGE	5
1.6	TRANSPORT	5
<b>2</b>	<b>INSTALLATION ET UTILISATION</b>	<b>6</b>
2.1	PICTOGRAMME ET FONCTIONS	6
2.2	CHARGEMENT	7
2.3	ARRÊT D'URGENCE ET DESCENTE D'URGENCE	8
2.4	SIÈGE ET DOSSIER	9
2.5	REPOSE-PIEDS	9
<b>3</b>	<b>UTILISATION</b>	<b>10</b>
3.1	UTILISATEURS	10
3.2	UTILISATION DE BASE	10
3.3	MEMOIRE ET POSITION DE TRANSPORT	10
<b>4</b>	<b>ENTRETIEN</b>	<b>11</b>
4.1	NETTOYAGE	11
4.2	CONSERVATION	11
<b>5</b>	<b>INSPECTION, GARANTIE ET DÉPANNAGE</b>	<b>11</b>
5.1	INSPECTION ANNUELLE	11
5.2	REINITIALISATION DU BOITIER DE COMMANDE	12
5.3	DÉPANNAGE	13
<b>6</b>	<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DIMENSIONS</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>16</b>
7.1	GARANTIE	16
7.2	CERTIFICATIONS DE QUALITE	16
7.3	ÉLIMINATION	16
7.4	SYMBOLES ET ABBREVIATIONS	16
<b>8</b>	<b>ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES</b>	<b>17</b>

# 1 OBJECTIF ET SÉCURITÉ

TRITON DUAL 150 est une chaise de bain et de toilette à commande électrique permettant de régler la hauteur et l'angle du siège. La capacité de levage du fauteuil est de 150 kg et il peut être utilisé dans les soins à domicile, les maisons de retraite, les institutions et les hôpitaux.

## 1.1 Objectif

L'objectif du TRITON DUAL 150 est d'aider l'utilisateur et le soignant dans les activités quotidiennes liées à l'hygiène personnelle. Grâce à la possibilité de régler la hauteur et l'angle du siège, le TRITON DUAL 150 assure le confort de l'utilisateur et la position de travail du soignant.

La chaise peut être utilisée, par exemple, pour :

- Les visites aux toilettes, que ce soit dans la salle de bain ou dans d'autres lieux appropriés disposant d'une cuvette de toilettes.
- Le bain ou l'hygiène personnelle selon les installations disponibles.

Le TRITON DUAL 150 peut être utilisé par plusieurs utilisateurs après un nettoyage approfondi (voir 4.1).

Le TRITON DUAL 150 est conçu pour les trajets courts, par exemple entre la chambre et la salle de bain.

**REMARQUE :** Le TRITON DUAL 150 ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles initialement prévues.

## 1.2 Consignes de sécurité



### Avertissement important !

**Ce manuel d'utilisation doit être lu attentivement avant d'utiliser le produit.**

- La capacité de poids maximale de 150 kg ne doit **JAMAIS** être dépassée.
- **N'UTILISEZ JAMAIS** le fauteuil si des défauts sont suspectés (bruits anormaux, fixations desserrées, etc.). Dans de tels cas, le fauteuil doit être mis hors service et un technicien de maintenance, un revendeur ou Winnicare Nordic doit être contacté.
- **NE JAMAIS** laisser l'utilisateur seul dans le fauteuil.
- Ne soulevez jamais plus haut que nécessaire.
- Ayez toujours les accoudoirs abaissés lors de l'utilisation. Portez une attention particulière à l'utilisateur dans le cas contraire.
- Les repose-pieds doivent **TOUJOURS** être rabattus avant que l'utilisateur ne s'assiede ou ne se lève.
- Pendant l'utilisation et surtout en cas d'obstacles, comme des passages étroits ou des seuils de porte, assurez-vous que l'utilisateur reste calme et garde les bras à l'intérieur des accoudoirs pour éviter les blessures.
- Le soignant doit toujours utiliser les poignées de commande pour déplacer le fauteuil. N'utilisez pas vos pieds pour pousser le châssis lors de la rotation ou de l'accélération du fauteuil.
- Fumer des cigarettes ou utiliser des flammes nues telles que des allumettes n'est pas autorisé lors de l'utilisation du TRITON DUAL 150.
- Dans des conditions particulières, de l'électricité statique peut se produire (par exemple, avec des sols en plastique ou dans des environnements très secs). Ces situations doivent être évitées, mais ne sont pas dangereuses pour l'utilisateur.

- Bloquer TOUJOURS les Roues en cas de risque de mouvements indésirables, comme sur une rampe ou une surface inclinée. Pour des raisons de sécurité, il est également recommandé de verrouiller les roues lorsque l'utilisateur monte ou descend du fauteuil.
- Lors de l'utilisation d'autres équipements avec le fauteuil, assurez-vous qu'aucune situation dangereuse ne se produise. Faites attention aux câbles, ceintures, tuyaux, etc.
- Assurez-vous que le fauteuil est correctement réglé pour l'utilisateur, afin d'éviter toute blessure à l'utilisateur ou au soignant lors de l'utilisation. Vérifiez le fauteuil avant utilisation - Voir le chapitre 1.3.
- Les surfaces en contact avec la peau peuvent devenir chaudes/froides si elles sont exposées à des sources externes, comme la lumière du soleil ou des températures froides. Vérifiez toujours la surface avant utilisation.
- Conformément à la norme CEM. Les interférences électriques des équipements de communication RF portables, y compris les antennes, peuvent affecter les dispositifs électromédicaux. Ils ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm du TRITON DUAL 150.

**ATTENTION :** Il incombe au soignant de veiller à ce que le fauteuil soit utilisé correctement et que les consignes de sécurité soient respectées.

### 1.3 Avant utilisation

Avant utilisation, il est de la responsabilité du soignant ou de l'utilisateur d'effectuer les contrôles suivants :

1. Le soignant a reçu une formation sur l'utilisation du fauteuil ou a lu le manuel d'utilisation.
2. Vérifiez qu'aucune pièce ne manque et que le produit est correctement assemblé.
3. Vérifiez que les accessoires sont correctement installés et adaptés à l'utilisateur.
4. Vérifiez qu'il n'y a pas de bruits anormaux provenant du fauteuil, de signes d'usure ou d'autres défauts.
5. Si l'alarme de la batterie est activée, le fauteuil doit être chargé en premier.
6. Vérifiez que l'entretien annuel recommandé a été effectué.

En cas de doute sur l'utilisation du fauteuil, contactez WinnCare Nordic pour obtenir des conseils et des instructions.

## 1.4 Terminologie



## 1.5 Déballage

Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et intactes. En cas de suspicion de dommages ou de pièces manquantes, contactez Winncare Nordic.



**Important! Avant d'utiliser le fauteuil, la batterie doit être chargée pendant 12 heures.**

### Contenu de la boîte:

1. TRITON DUAL 150
2. Manuel de l'utilisateur

## 1.6 Transport

Le TRITON DUAL 150 est transporté plus sûrement en utilisant l'emballage d'origine, où sont imprimées les informations de manipulation du produit.

Si le produit doit être retourné, l'emballage d'origine doit être utilisé. En l'absence de l'emballage d'origine, le produit doit être protégé d'une autre manière pour une sécurisation adéquate pendant le transport.


Des symboles sont inscrits sur l'emballage pour guider les entreprises de transport.

## 2 INSTALLATION ET UTILISATION

**REMARQUE :** Avant utilisation, la batterie doit être chargée (voir 2.2).

### 2.1 Pictogramme et fonctions


**Commande manuelle:**



- (1) **HAUT.** Soulève le siège. Si l'inclinaison du siège est comprise entre +7° et -5°, le bouton haut inclinera le fauteuil à -5° simultanément.
- (2) **INCLINAISON AVANT.** Règle l'angle du siège jusqu'à +7°.
- (3) **INCLINAISON ARRIÈRE.** Réglage de l'angle du siège vers l'arrière jusqu'à -30°.
- (4) **BAS.** Abaisse le siège. Si le siège est incliné entre +7° et 0°, le bouton bas ramènera le fauteuil à 0° en même temps.
- (5) **POSITION DE TRANSPORT.** Soulève et incline le siège dans une position recommandée pour les transferts courts.
- (6) **ENREGISTRER.** Mettez-vous dans la position souhaitée à enregistrer. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons (6) + (7) ou (6) + (8) pendant 2 secondes. Le boîtier de commande indique par un bip que l'opération a réussi.
- (7) **Mémoire 1**
- (8) **Mémoire 2**

Les boutons doivent être maintenus enfoncés en continu pour utiliser le fauteuil. Dès qu'ils sont relâchés, le fauteuil s'arrête.

**REMARQUE :** Plaque des données électriques (a) et plaque signalétique avec numéro de série (b)



## 2.2 Recharge

Le TRITON DUAL 150 dispose d'une batterie amovible BAL50 qui peut se recharger avec le câble fourni ou dans la station de charge externe CHL50. Il est recommandé de recharger régulièrement.

**REMARQUE :** La batterie doit être rechargée au moins une fois tous les 12 mois.  
Si le TRITON DUAL 150 doit être stocké pendant une longue période, il est recommandé de retirer la batterie.



La recharge du TRITON DUAL 150 n'est autorisée que dans un environnement sec. Si le fauteuil a été utilisé dans un environnement humide ou nettoyé, la fiche doit être sèche avant d'être branchée.

La batterie est équipée d'une fonction de signal qui avertit l'utilisateur ou le soignant lorsque la batterie est sur le point de s'épuiser :

### Batterie FAIBLE:







Un signal acoustique constant se fait entendre lorsqu'un bouton est enfoncé. Lorsque le signal sonore retentit, il faut recharger le fauteuil. Toutefois, il reste au moins 2 levées possibles.

La batterie est équipée de voyants LED qui fournissent les informations suivantes sur l'état de la batterie :

LED1 - LED2 - LED3	Statut des LED	Statut pendant la charge
	Les LED 1 à 3 sont allumées en permanence	90-100%
	Les LED 1 et 2 sont allumées en permanence	65-90%
	La LED 1 est allumée en permanence	40-65%
	La LED 1 clignote lentement. Il reste au moins deux levées.	0-40% Signal sonore lors de l'utilisation
	Les LED 1, 2 et 3 clignent lentement	La charge s'est arrêtée en raison d'une température basse ou élevée de la batterie, ou d'autres erreurs
	Pas de lumière	La charge s'est arrêtée en raison d'une perte de communication avec la batterie



LED1 - LED2 - LED3	Statut des LED	Statut en utilisation normale
	Les LED 1 à 3 sont allumées en permanence	75-100% SOC
	La LED1 et la LED2 sont allumées en permanence	50-75% SOC
	La LED1 est allumée en permanence	<50% SOC
	Le LED1 passe du vert au jaune et clignote lentement.	Le signal sonore s'active lorsqu'il reste 200 mAh dans la batterie

**REMARQUE :** Le BAL50 dispose d'une protection contre les décharges profondes pour prolonger la durée de vie de la batterie. La protection contre les décharges profondes s'active lorsque la batterie est déchargée.

Si la batterie est totalement déchargée, la charge démarrera à un rythme très lent pour protéger la batterie. Selon l'état de la batterie, le retour à une charge normale peut prendre plusieurs heures.

## 2.3 Arrêt d'urgence et descente d'urgence

Activation/Désactivation de l'arrêt d'urgence  
L'arrêt d'urgence est monté sur la batterie BAL50 et est facilement accessible.

### Activer l'arrêt d'urgence

1) Appuyez sur le bouton rouge de la batterie

### Désactiver l'arrêt d'urgence

Retirer la batterie

2) Utilisez votre pouce et votre index/majeur pour appuyer simultanément sur les boutons situés de chaque côté de la batterie.

3) Retirez la batterie

Réinstallez la batterie

4) Saisissez la batterie par les côtés et guidez la base de la batterie sur la broche de guidage

5) Poussez la batterie en place






## 2.4 Assise et dossier

L'assise et le dossier peuvent être retirés pour faciliter le nettoyage.

Pour retirer le siège, soulevez l'avant du siège. Il se remet en place en le glissant contre le tube carré arrière (1) et en appuyant sur l'avant (2) comme indiqué sur la figure.



Le dossier s'enlève en ouvrant les 4 boucles. Les sangles peuvent être utilisées pour serrer ou desserrer le dossier afin qu'il s'adapte à l'utilisateur.



## 2,5 Repose-pieds

Le TRITON DUAL 150 est livré avec un jeu de repose-pieds. Le repose-pieds se monte en le plaçant dans le tube vertical à l'avant du fauteuil, guidé par la goupille verticale (a). Le repose-pieds se retire en le soulevant.


### REMARQUE!

Le TRITON DUAL 150 avec accessoires doit toujours être ajusté pour s'adapter à l'utilisateur.

### Repose-pieds

La hauteur des repose-pieds peut être réglée en desserrant la poignée étoilée (b). Assurez-vous de serrer la poignée à la position souhaitée.

L'angle de la plaque de pied peut être ajusté en desserrant la petite vis à l'aide d'une clé Allen. Assurez-vous de serrer la vis à la position souhaitée.



## 3 UTILISATION

### 3.1 Utilisateurs

Le TRITON DUAL 150 peut être utilisé par des utilisateurs capables de marcher seuls ou nécessitant un transfert vers le fauteuil. Si l'utilisateur doit être déplacé vers le fauteuil, par exemple avec un élévateur de plafond, les accoudoirs peuvent être tournés en position verticale pour un meilleur accès.

**ATTENTION :** Les accoudoirs doivent toujours être en position horizontale/vers le bas lorsque les fonctions de levage et d'inclinaison du TRITON DUAL 150 sont utilisées.

Pour faciliter l'installation des utilisateurs pouvant s'asseoir eux-mêmes dans le fauteuil, il est recommandé d'incliner le fauteuil vers l'avant.

### 3.2 Utilisation de base

Les quatre boutons supérieurs de la commande manuelle servent à ajuster la hauteur et l'angle du siège.

La fonction de réglage en hauteur permet de positionner l'utilisateur au-dessus des toilettes ou dans une position facilitant les soins dans une posture de travail correcte.

L'inclinaison du siège sert à adopter la bonne posture de travail pour les soins et à garantir que l'utilisateur se sente en sécurité et à l'aise pendant l'utilisation. L'inclinaison vers l'avant du siège peut également aider l'utilisateur à se lever du fauteuil.

Si le fauteuil est utilisé comme toilette, assurez-vous que le bassin est correctement installé sous le siège.

**ATTENTION :** Ne soulevez jamais plus haut que nécessaire.

### 3.3 Mémoire et position de transport

Il y a quatre boutons supplémentaires sur la télécommande étendue :

- Position de transport
- Sauvegarder
- Mémoire 1
- Mémoire 2

La position de transport ajuste automatiquement la hauteur et l'inclinaison du siège simultanément pour une position adaptée aux déplacements courts. Ce réglage doit être utilisé pour les transferts.

Le bouton (S) peut être utilisé pour enregistrer la position réglée du fauteuil sur l'un des boutons de mémoire. La position est sauvegardée en appuyant sur S + Mémoire 1 ou S + Mémoire 2. Voir la section 2.1

Les boutons de mémoire peuvent ensuite être utilisés pour revenir à la position enregistrée.

La fonction de mémoire peut être utilisée pour, par exemple :

- Position de lavage
- Position de toilettes
- Position de sortie.

## 4 ENTRETIEN

### 4.1 Nettoyage

Le TRITON DUAL 150 doit être nettoyé avec un chiffon humide et des produits nettoyants ou désinfectants ordinaires. Des lingettes jetables contenant un agent bactéricide peuvent également être utilisées. Les produits chimiques et solvants puissants ne doivent pas être utilisés.

Le TRITON DUAL 150 peut également être nettoyé en machine à laver ou en tunnel. Toutes les pièces, y compris les composants électroniques, sont approuvées à cet effet. Le nettoyage en machine à laver ou en tunnel doit être effectué conformément à la norme EN/ISO 60601-2-52:2009. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que la procédure de lavage correcte est suivie. D'autres procédures de lavage peuvent endommager le fauteuil.

Avec la batterie BAL50 montée sur le boîtier de commande COL50, l'IPX6W (lavable) ne peut être garantie que si un intervalle minimum de 24 heures est respecté entre chaque lavage.

Le nettoyage industriel à haute pression n'est pas autorisé. Lors du lavage, les actionneurs doivent être placés en position intérieure pour éviter de dégraisser les tiges de piston.

Le seau avec couvercle peut être nettoyé dans une lave-bassins ou en suivant les directives pertinentes.

**REMARQUE :** Si le fauteuil change d'utilisateur, il DOIT être nettoyé.

**REMARQUE :** Un lavage répété en machine peut provoquer une décoloration et une usure supplémentaire des pièces du fauteuil.

#### Lubrification

Le piston de l'actionneur doit être nettoyé du calcaire, de la saleté, des résidus de savon et lubrifié au moins une fois par mois avec de la vaseline ou une huile fine sans acide.

### 4.2 Stockage

TRITON DUAL 150 doit être stocké dans un environnement sec avec une humidité relative inférieure à 70%.

## 5 INSPECTION, GARANTIE ET DÉPANNAGE

### 5.1 Inspection annuelle

Conformément à la *Norme EN/ISO:17966:2016 Aides à l'hygiène personnelle qui soutiennent les utilisateurs*, Winnocare Nordic recommande que le TRITON DUAL 150 soit inspecté une fois par an, conformément aux points de service de Winnocare Nordic. De même, tous les entretiens et réparations doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié conformément à la norme EN/ISO:17966:2016.


Les points suivants doivent être examinés lors de l'inspection annuelle :

- **Actionneur d'inclinaison :** L'actionneur fonctionne dans les deux sens. Le piston est lubrifié avec une huile fine sans acide ou équivalente. L'actionneur est monté correctement. La bague de verrouillage et les écrous sont correctement positionnés.
- **Câbles :** Intacts.
- **Dossier et boucles :** Intacts et bien serrés.
- **Siège :** Facile à retirer et à installer. La surface en PU est intacte.

- **Accoudoirs et pièces mobiles** : Solidement fixés, lubrifiés et faciles à déplacer de haut en bas. La surface en PU est intacte. Les vis sont serrées (n'oubliez pas : Utilisez "Loctite" si elles ont été retirées ou desserrées).
- **Repose-pieds** : Fonctionne de haut en bas. Le réglage de la hauteur fonctionne. Facilement amovibles.
- **Arrêt d'urgence** : Peut être activé et désactivé.
- **Actionneur de levage** : L'actionneur fonctionne dans les deux sens. Le piston de l'actionneur est lubrifié avec une huile fine sans acide ou similaire. L'actionneur est correctement monté. Les anneaux de verrouillage sont correctement ajustés. Lève de bas en haut avec une capacité de levage maximale.
- **Commande manuelle** : Toutes les fonctions décrites dans le manuel d'utilisation sont vérifiées.
- **Boîtier de commande et batterie** : Correctement installés. Aucun défaut visible.
- **Roues** : Les roues et les freins sont vérifiés et resserrés.
- **Châssis et soudures** : Vérifiez les signes visibles de fissures, de rouille et de déformations.






## 5.2 Réinitialisation du boîtier de commande

Si une partie du système électrique est remplacée ou déconnectée, par exemple un actionneur ou un boîtier de commande, ou si l'arrêt d'urgence est utilisé, le système doit être réinitialisé en maintenant enfoncés les boutons HAUT et BAS jusqu'à ce que les deux actionneurs atteignent leur position la plus intérieure et que deux bips soient émis.




## 5.3 Dépannage

Erreur :	Cause possible :	Solution :
La chaise ne répond pas lorsque les boutons de la commande manuelle sont actionnés	La batterie n'est pas chargée	Rechargez la batterie (section 2.2).
	Commande manuelle défectueuse	Ouvrez la boîte de contrôle. Essayez une autre commande manuelle.
	L'arrêt d'urgence est activé	Réinitialisez l'arrêt d'urgence (section 2.3).
	Câbles déconnectés	Vérifiez que le câble est connecté à l'actionneur de levage et d'inclinaison. Ouvrez la boîte de contrôle et vérifiez les câbles.
La batterie signale une erreur (voir les codes d'erreur dans la section 2.2)	La batterie est gravement déchargée	Rechargez la batterie pendant au moins 12 heures. La batterie peut être rechargée
	Batterie défectueuse	Essayez une autre batterie. Commandez une nouvelle batterie chez Winncare Nordic.
La chaise ne monte ni ne descend	Calcaire sur l'actionneur de levage ou d'inclinaison	Nettoyez la tige de l'actionneur et lubrifiez-la avec de la vaseline ou une huile sans acide (section 4.1).
L'actionneur de levage ou d'inclinaison ne fonctionne pas correctement ou émet des sons anormaux	Actionneur défectueux	Commandez un nouvel actionneur chez Winncare Nordic
Le boîtier de commande émet un bip	L'actionneur a perdu sa position	Réinitialisez le boîtier de commande (Section 5.2)

Priorité	LED4+LED5	Statut des LED	Statut en utilisation normale	Commentaire	Réinitialiser
1		Les LED 4+5 sont allumées en continu	Arrêt d'urgence activé	Pas prêt à l'emploi	Réactivez l'arrêt d'urgence
2		Les LED 4+5 clignotent rapidement en même temps	Erreur FATALE Ne fonctionne pas RÉINITIALISER	Aucun mouvement	Réinitialiser
3		La LED 5 clignote lentement	Surcharge sur CH1	Temporairement non prêt pour le levage	Réduisez le poids
4		La LED 4 clignote lentement	Protection du cycle de service	Temporairement non prêt pour le levage	Attendez la disponibilité
5		La LED 4 est allumée en continu	Besoin d'entretien	Prêt à fonctionner	Boîtier de commande



## 6 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DIMENSIONS



a) Hauteur	1119 - 1497 mm
b) Largeur	620 mm
c) Longueur	840 mm (1000 mm avec repose-pieds)
d) Hauteur du siège	552 - 930 mm
e) Largeur du siège	460 mm
f) Profondeur du siège	430 mm
g) Hauteur entre l'accoudoir et le siège	210 mm
h) Largeur entre les accoudoirs	470 mm
i) Hauteur du cadre inférieur	163 mm
j) Hauteur du siège au dossier supérieur	560 mm
k) Largeur du dossier	430 mm
l) Hauteur du dossier	510 mm
m) Dégagement	70 mm

Roue	Ø100 mm
Diamètre de braquage	980 mm (1040 mm avec repose-pieds)
Inclinaison du siège	+7° à -30° ± 2°
Poids	38 kg
Niveau sonore (chargé)	LwA 55 dB(A)

### Caractéristiques de levage :

Poids maximum	150 kg
Levées par charge	80-100 levées
Cycle de service	10 %, maximum 2 min. utilisation / 18 min. repos

### **Données électriques :**

Type de batterie	Technologie lithium-ion : NMC
Capacité de la batterie :	2,85 Ah
Tension de sortie :	25,7 V CC
Courant de décharge max.	10 A
Entrée du boîtier de commande (charge)	100-240 V CA, 50/60 Hz, -15 % / +10 %
Consommation en veille du boîtier de commande :	Max. 0,5 W
Temps de charge (première fois) :	12 heures
Temps de charge (complète)	Environ 4 heures
Classe IP :	IPx6W

### **Inflammabilité :**

Batterie BAL50	UL94-V0
Boîtier de commande COL50	UL94-V0
Télécommande HB80	UL94-V2
Actuateur de levage LA40	UL94-V2
Actuateur d'inclinaison LA23	UL94-V0

Siège de toilette en PU	Conforme à RL 95/28 EG, annexe 4 FMVSS 302.
-------------------------	---------------------------------------------

## 7 QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

Le TRITON DUAL 150 a une durée de vie minimale de 10 ans, à condition que les inspections de service recommandées soient respectées et que les instructions générales d'entretien soient suivies.

### 7.1 Garantie

Une garantie de 2 ans est accordée sur le produit, à condition que les inspections annuelles et l'entretien recommandés soient respectés, comme décrit dans la section des inspections annuelles, et que cela puisse être documenté. Pour en savoir plus sur les conditions de garantie, consultez [www.Winncare.dk](http://www.Winncare.dk)

Si des pièces doivent être remplacées en raison de l'usure ou de dommages, des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées pour maintenir la garantie et le marquage CE.

### 7.2 Approbations qualité

WinnCare Nordic est certifié selon les normes ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016.

Ces certifications signifient que les produits et l'entreprise respectent les normes internationales en matière de gestion de la qualité et les normes de traçabilité des produits médicaux.

Le TRITON DUAL 150 est classé comme dispositif médical de classe 1.

### 7.3 Élimination

L'élimination du produit peut être effectuée chez WinnCare Nordic, qui garantit que les pièces et matériaux individuels sont correctement recyclés ou éliminés.



Les matériaux contenant de l'aluminium, du plastique, de l'acier et des composants électroniques peuvent être nocifs pour l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement.

### 7.4 Symboles et abréviations



Le produit doit être recyclé dans la mesure du possible



Courant continu



Double isolation



Type B : le patient n'est pas séparé du sol



Reportez-vous au manuel d'utilisation

**SWL**

Charge de travail sécurisée = utilisateur + accessoires



## 8 ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### 8.1 Accessoires

047-10300	Appui-tête réglable avec rembourrage flexible en PU
047-10301	Appui-tête réglable : Petite taille
047-00360	Support de torse pivotant avec rembourrage en PU
047-00266	Housse souple pour siège de toilette
047-00271	Siège avec découpe ronde, y compris le couvercle
047-10317	Housse de siège de toilette pour 047-00271 / PU noir
047-00274	Coussin de décharge de pression pour siège HMI 40663 - découpe hygiénique
047-00275	Coussin de décharge de pression pour siège - découpe ovale
047-00606	Support de jambe élévateur / Ensemble
047-00361	Support pour jambe d'amputation gauche
047-00362	Support pour jambe d'amputation droite
047-10302	Accoudoir large +5 cm
047-10332	Accoudoir large +2,5 cm
047-10311	Dossier rembourré
047-10303	Dossier en PUR
047-00904	Bassin / Gris clair / PP - Compatible avec le support de bassin installé en usine
047-00915	Couvercle pour le bassin
047-00917	Numéro d'article pour le bassin avec couvercle
047-00517	Support de bassin en acier inoxydable complet / Pour 047-00914
047-00914	Bassin avec couvercle / Acier inoxydable
047-10312	Support de bassin pour bassin PP / complet Pour 047-00913
047-00913	Bassin rond avec anse et couvercle
047-10316	Roues avec blocage directionnel, y compris vis / rondelle / entretoise
047-00359	Verrouillage transversal entre les accoudoirs
047-10328	Accoudoir verrouillable
047-10331	Barre transversale pour Triton Dual 150
047-00350	Sangle de support pour repose-pieds
047-00607	Ceinture pour torse / hanche / cuisse
047-10340EU	Station de recharge externe
<b>Attention !</b> <i>N'utilisez pas de câbles ou d'accessoires non inclus dans la liste, car d'autres câbles ou accessoires peuvent nuire aux performances ou provoquer des interférences.</i>	

## 8.2 Pièces détachées

047-10304	Actionneur d'inclinaison / LA23
047-10305	Actionneur de levage / LA40
047-10339	Couvercle / actionneur LA40
047-10306	Commande manuelle / HB84 / 8 boutons
047-10337	Boîtier de commande COL50
047-10338	Batterie BAL50
047-00269	Siège en PU avec découpe en trou de serrure
047-10311	Dossier / tissu
047-00363	Roue D100 avec frein rouge et vis
047-00608	Repose-pieds réglable en hauteur et pivotant
047-00705	Accoudoir avec revêtement en PU
047-10319	Rembourrage flexible en PU pour appui-tête réglable
047-10320	Petit rembourrage en PU pour appui-tête
047-10327	Jeu de vis pour appui-tête
047-10321	Dossier avec revêtement en PUR
018-08271	Câble de charge / prise EU / TRITON / excl. Velcro et clips
047-10325	Velcro et clips pour câble de chargement

Contactez Winncare Nordic si une pièce de rechange souhaitée ne figure pas sur la liste.



---

**Fabricant :**  
WinnCare Nordic ApS  
Taarnborgvej 12 C  
4220 Korsoer  
Danemark



**Téléphone :** 0045 70 27 37 20

**E-mail :** [info@winncare.dk](mailto:info@winncare.dk)

**Site Web :** [www.winncare.dk](http://www.winncare.dk)

(UE) 2017/745 CLASSE I

EN/ISO 17966:2016

IEC 60601-1-2:2015

UM-910-00806FR

