

BY WINNCARE

HISTÓRICO

presentación de la empresa

04

COLECCIÓN

exposición del mobiliario

08

ACCESORIOS

y opciones disponibles

48

MUESTRARIO

melamina, madera , pvc

54

MATERIALES

detalles de los materiales

62



10-31-1244 / Certificado PEFC / Este producto procede de bosques gestionados de forma sostenible y de fuentes controladas / pefc.france.org

Este documento se ha impreso con tintas a base de aceites vegetales

Este documento ha sido impreso por una empresa Imprint'vert, certificada ISO 14001, que integra la gestión medioambiental en su política global.





WIN  CARE



El éxito del grupo Winncare reside en la combinación de competencias de hombres y mujeres que realizan una obra intemporal. ¿Paleta de colores o partitura musical? Interpretamos al unísono para crear, diseñar y fabricar cada vez mejor y, de este modo, mejorar el servicio que esperan nuestros Clientes.

Nuestros valores son: Pasión, Innovación y Responsabilidad.



Alberto Pires

Centro industrial Médicatlantico (85)

Responsable del taller Madera

Nuestro taller de Vandea es un lugar de creación de artesanía y de diseño de mobiliario. El saber hacer de mis colaboradores reside en la formación en el trabajo manual de la madera y el manejo de las máquinas.

La productividad es un reto al igual que la calidad de los productos, la mejora de las condiciones laborales y de seguridad de los empleados.


El acabado es esencial para valorizar la obra realizada.



Equipos capacitados para las actividades de la madera, el metal, los plásticos y el poliuretano, dinámicos que crean, con pasión, soluciones adaptadas a las necesidades de las personas que reciben los cuidados y de los cuidadores.

GAMA DE PRODUCTOS

Nuestro catálogo presenta una parte de nuestra gama de productos. Consulte a nuestros asesores que responderán lo mejor posible a sus necesidades.




ASESORAMIENTO EN DECORACIÓN

Nuestros asesores están disponibles para ayudarle a estudiar la planificación de sus espacios a su gusto. Póngase en contacto con nosotros para concertar una cita.




INNOVACIÓN

Nuestras gamas de productos evolucionan regularmente para responder cada vez mejor a la evolución de los modos y hábitos de vida, las prácticas y la normativa. Mejoramos constantemente nuestras organizaciones de trabajo (método, formación, sistema de producción, etc.). Visite nuestros centros de producción, con cita previa.






Nuestra ética de empresa se basa en la transparencia, el respeto, la audacia y la integridad. Prestar cada vez un mejor servicio a nuestros Clientes




CALIDAD DE FABRICACIÓN


Nuestros servicios de I+D diseñan los productos respetando sus necesidades expresadas claramente, así como las normas y la reglamentación vigente. Todos nuestros productos son controlados por personas expertas al final de la fabricación. La calidad y la seguridad son una prioridad absoluta.



RESPONSABILIDAD

Nos comprometemos a suministrarle productos de Calidad, fabricados en Francia y España, en las mejores condiciones (ambientales, sociales y económicas). Satisfacerle es nuestro único objetivo.





Nuestro planeta es una joya que día tras día cuidamos mejor. Nuestra responsabilidad como fabricantes es trabajar respetando las reglas de ética y los valores humanos que deben unir a todos los actores de la cadena de valor: los que reciben los cuidados, los cuidadores, los proveedores y los clientes.

Medimos el impacto de nuestras decisiones y de las actividades derivadas de acuerdo al éxito de nuestra empresa, la sociedad y el medio ambiente.


Todos nuestros empleados están comprometidos en un procedimiento que tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de todos.

Nuestros proveedores comparten las mismas exigencias. Nuestros productos respetan las normas y reglamentaciones vigentes. La eficacia y la seguridad vinculadas a sus usos están justificadas.


Como grupo destacado del equipamiento de establecimientos sanitarios, del ámbito médico-social y de los cuidados a domicilio, tenemos el deber de preservar la belleza de nuestro planeta, mejorar continuamente la calidad de los servicios y contribuir al bienestar de las poblaciones



NUESTRA FILOSOFÍA, NUESTROS COMPROMISOS



COLECCIÓN










BRIDGE




Bridge, una línea joven que suscita el interés de los diseñadores desde el siglo XVIII. Ligera, con un aspecto discreto y aéreo, se adapta a todos los espacios de vida y a todos los estilos.

AÉRYYS






Aérea, fluida e intuitiva, esta cama se adapta a las necesidades de las personas con movilidad reducida, el personal sanitario y los cuidadores. Según sus deseos, podrá revestirse de madera y tonos originales con colores irisados de forma contemporánea o clásica.





ESCRITORIO




Sus líneas puras son una invitación a la escritura
o a la fantasía.
¡Tome asiento y evádase!





ALDRYS EVOLUCIÓN





Sólida, robusta, servicial e intemporal. Independientemente de su estado de salud y su lugar de vida, esta cama evoluciona para adaptarse a sus necesidades. Píntela y decórela a su gusto, ¡parecerá otra!






CONFORLENCE



El concepto de la mesa bandeja perdura desde Georges Nelson y Herman Miller. Este producto multifunción es útil para el usuario durante todo el día.



MEDI REPOSO



La materia adquirió forma bajo la mano del artista. El sillón se viste con sus mejores galas para su bienestar. Su madera es cálida y sedosa y sus formas son elegantes. ¡Atrévase con los colores!






S.A.M

SISTEMA DE AYUDA A LA MOVILIDAD





A veces no basta con la voluntad. El SAM Ergonomo o Activ le ayuda a incorporarse en la cama para sentarse antes de levantarse. Cuando levantarse o acostarse vuelve a ser algo natural.







MÉDI RELAJACIÓN




En los momentos difíciles, le asiste en su vida diaria. Ayuda a la movilidad, la actividad y el descanso. Fácil de utilizar, le ofrece justo lo necesario.

ALOVA





Acogedora, ligera y mullida, la materia viscoelástica le invita al descanso. Fruto de una alquimia, sus propiedades médicas protegen su piel de las presiones. ¡Su piel es frágil, protejámosla!









BURODE



¡Adecuado para la reflexión o la actividad!
Equipa su interior y protege sus efectos
personales.
¡Funcionalmente suyo!



SILLA





Un gran clásico pero con una utilidad inigualable. Ligera y discreta, se adapta a todos los espacios de vida. Seduce por la combinación natural de la madera y el color del revestimiento.





DUO






Vivir en pareja el mayor tiempo posible pero respetando los deseos de cada uno. Descansar, leer, comer o dormir. Personalice su comodidad. Posición recostado, semisentado o tumbado.






MESITA




Desde el siglo XVII, este mueble se ha convertido en un mueble de gala permanente. Según su configuración, es útil para los efectos personales, las bebidas.







ACCESORIOS PARA LOS CUIDADOS



COLCHÓN

PRODUCTOS DE AYUDA A LA PREVENCIÓN Y AL TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ESCARAS Y/O CON ESCARAS

BAJO

MEDIO

MORFEA®




Colchón sencillo

APLOT®



Colchón de espuma AR*
estructura tipo huevera

EPSUS®



Colchón de espuma AR*
con módulos amovibles

COJINES



GELTOP®

Cojín de espuma y gel
viscofluido



ALOVA®

Cojín Alova Perfilado de
espuma viscoelástica

Los dispositivos de asistencia técnica en la posición tumbada o sentada se utilizarán según el estado clínico de la persona

*AR: Alta Resiliencia

MEDIO

ALOVA®




Colchón de espuma viscoelástica

AXTAIR®



(Sobre) Colchón de aire con motor



KINERIS®

Cojín Kineris con celdas neumáticas deformables individualmente



SIGEL®

ACCESORIOS DE CAMA



BARANDILLA EPOXI



SAM ERGONOM



BARANDILLA MADERA



SAM ACTIV



EXTENSIÓN DE SOMIER



SAM EVOLUTION



PORTASUERO
CON RUEDAS



PORTASUERO



GANCHO PARA ORINA




PORTA ORINAL



SOPORTE FLEXIBLE
DE MANDO A DISTANCIA



INCORPORADOR
DE ÁNGULO



MUESTRARIO



DECORACIONES CON ACABADO E


PARA LOS PANELES DE CAMA Y MOBILIARIO




Arce Blanco *



Drago Claro (1)




Haya clara * (1)



Peral Natural



Cerezo Noble (1)




Topo



Crema *



Kiwi




Amarillo '60 *




Azul Cristal *


) EN MELAMINA Y CANTOS A JUEGO




Ciruelo Marrón (1)



Albany (1)



Drago Gris (1)



Peral Coñac *



Arce After Eight

(1) Compatible con los paneles Carmen II grosor 30 mm


* Colores disponibles también para paneles en Compacto

EXTERIORES, ESTRUCTURA DE LOS SILLONES


BARNIZ




Haya Claro



Haya Oscuro




Cerezo Púrpura



Arce After Eight


LACA



Gris Titanio



Haya Claro



Topo




Crema




Merisier Pourpre


Y BARANDILLAS DE MADERA



Haya Oscuro



Arce After Eight



Cacao


PVC



Atolón
Boeing 2000 M2



Cobalto
Michigan M2



Tilo
Diabolo Club M1




Plátano
Cosmos Saturne M2



Calabaza
Diabolo Club M1



Verde Grany
Urban




UVA LISO
Esprit



UVA Dotty
Esprit



Grosella
Ginkgo M1



Lila mate
Select M2




Topo Mate
Select M2





Duna
Ginkgo M1




Chocolate
Ginkgo M1












MATERIALES





MATERIALES

RESISTENCIA AL AGUA

PVC		5	Madera Maciza (lacada, pintada)		3
OPP *		5	MDF * (cantos lacados o encolados)		2
Espuma (colchón, cojín)		5	Aglomerado DECOBOARD P2 (cantos lacados o encolados)		2
Acero (epoxi)		4	Compacto		4
Plásticos		5			

* OPP : polipropileno
* MDF : Medium Density Fiberboard


ESCALA DE EVALUACIÓN EN PRODUCTO ACABADO

- GRADO 5: EXCELENTE RESISTENCIA A LAS SALPICADURAS DE AGUA
- GRADO 4: BUENA RESISTENCIA A LAS SALPICADURAS DE GOTITAS
- GRADO 3: BUENA RESISTENCIA A LA LIMPIEZA CON TOALLITAS IMPREGNADAS
- GRADO 2: RIESGO DE ALTERACIÓN CON EL PASO DEL TIEMPO EN CONTACTO CON HUMEDAD
- GRADO 1: RIESGO DE ALTERACIÓN A CORTO PLAZO (HINCHAMIENTO EN LAS UNIONES)

MATERIALES


CLASIFICACIÓN AL FUEGO

PVC



M2

Macizo



DS2d0 *

OPP *



M3

MDF *
grosor > 18mm



DS2d0 *

Espuma
colchón, cojín




M3

Aglomerado
grosor > 18mm



DS2d0 *

Acero



M0

Compacto



M2

* OPP : polipropileno


* MDF : Medium Density Fiberboard

* DS2d0 : Ver las páginas 67 : 69



DECOBOARD P2


Grosor (mm)	30 mm
Clasificación del tablero según (DIN EN 312)	P2 Tableros para disposiciones interiores, incluyendo muebles, utilizados en medio seco
Reacción al fuego según Euroclases (EN 13986)	D Contribución al Fuego aceptable. Producto resistente a una llama pequeña sin propagación sustancial
	S2 Desprendimiento de humo limitado
	d0 Sin gotitas
Pentaclorofenol (PCP)	< 3 ppm
Clase de emisión de Formaldehído (EN 13986)	E1 baja emisión < 0,124 mg/m ³ en el aire ambiente
Condiciones de utilización (EN 1995-1-1 Eurocódigo 5)	Clase de servicio 1 caracterizada por una humedad en los materiales correspondiente a una temperatura de 20°C y una humedad relativa del aire circundante que sólo supere el 65% varias semanas al año
Resistencia a la rotura en flexión (EN 310)	11 N/mm ²
Módulo de elasticidad en flexión (EN 310)	1600 N/mm ²
Medida de la cohesión interna (EN 319)	0,35 N/mm ²
Superficie de absorción (EN 311)	0,8 N/mm ²



DecoBoard P2

MDF

Grosor (mm)	de 12 a 19 mm
Densidad (EN 323)	Tableros de fibras de densidad media: por término medio 740 kg/m ³
Reacción al fuego según Euroclases (EN 13986)	D Contribución al Fuego aceptable. Producto resistente a una llama pequeña sin propagación sustancial S2 Desprendimiento de humo limitado d0 sin gotitas
Pentaclorofenol (PCP)	< 5 ppm
Clase de emisión de Formaldehído (EN 13986)	E1 baja emisión < 0,124 mg/m ³ en el aire ambiente
Condiciones de utilización (EN 1995-1-1 Eurocode 5)	Clase de servicio 1 caracterizada por humedad en los materiales correspondiente a una temperatura de 20°C y una humedad relativa del aire circundante que sólo supere el 65% varias semanas al año
Resistencia a la rotura en flexión (EN 310)	27 N/mm ²
Módulo de elasticidad en flexión (EN 310)	2400 N/mm ²
Medida de la cohesión interna (EN 319)	0,60 N/mm ²
Resistencia a la humedad (NF EN 622-5)	Buena (La utilización de cola aporta propiedades que aumentan la resistencia a la humedad)



MDF

MADERA MACIZA

Especie	Haya (F) blanca
Color	Madera clara, homogénea.
Origen	Bosques de Meuse (55), Francia
Clasificación (EN 1316-1 :1997)	1ª categoría Clase B (Raigal sin nudos ni alteraciones)
Secado	Después del aserrado, los troncos se secan durante 6 meses al aire antes de secado en celda para estabilizar la higrometría al 10% como máximo
Densidad	Importante (700 kg/m3 de media con un 12% de humedad)
Propiedades mecánicas	Bastante dura, resistente a los golpes, la compresión axial y la flexión.
Certificación	PEFC* (certificación forestal, como del conjunto de la cadena de aprovisionamiento)

* Programa de reconocimiento de certificaciones forestales

* Raigal: parte inferior del tronco (parte más valorizable)



madera maciza

COMPACTO





Grosor (mm)	10 mm
Comportamiento a la abrasión (EN 480-2, Pkt.10)	450 U (Valor exigido \geq 350)
Resistencia al impacto por caída de bola (EN 438-2, Pkt.21)	8 (Valor exigido \leq 10)
Comportamiento al rayado (EN 438-2, Pkt. 25)	Dureza 3 índice esclerométrico 4 N/mm (Valor exigido \geq 4)
Resistencia a la flexión (EN 178)	100 MPa (Valor exigido \geq 80)
Resistencia a la tracción (EN 527-2)	60 MPa (Valor exigido \geq 60)
Prueba de 24 h de resistencia a los desinfectantes habituales	Grado 5 « ningún cambio visible en la superficie »
Superficie de absorción (EN 311)	Grado 5 « ningún cambio visible en la superficie » Resistente a la acetona, al alcohol, a los aromatizantes, a los hidrocarburos clorados y a los alifáticos-éter









Compacto

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS








ASIENTOS

Modelo		Estructura	Respaldo	Relleno asiento	Relleno respaldo	Tapizado	Apoyabrazos	Ref.
SILLA		Haya maciza, teñida o lacada	Fijo	Espuma Poliéster densidad 30 kg/m ³	Espuma Poliéster densidad 25 kg/m ³	PVC	Sin	G2100
BRIDGE		Haya maciza, teñida o lacada	Fijo	Espuma Poliéster densidad 30 kg/m ³	Espuma Poliéster densidad 25 kg/m ³	PVC	Fijo	F2400
SILLÓN MEDI REPOSO		Haya maciza, teñida o lacada	Inclinación del respaldo 40° por cilindro de gas	Espuma Poliéster densidad 22 kg/m ³	Espuma Poliéster densidad 17 kg/m ³	PVC	Fijo	F129-03
POUF REPOSAPIERNA		Haya maciza, teñida o lacada	∅	Espuma Poliéster densidad 19 kg/m ³	∅	PVC	Sin	U0700
SILLÓN MEDI RELAJACIÓN		Metal, Epoxi RAL 7035, 4 ruedas 100 mm, paleta termoconformada	Inclinación del respaldo 40° por cilindro de gas	Espuma Poliéster densidad 26 kg/m ³	Espuma Poliéster densidad 26 kg/m ³	PVC amovible, desenfundable	Plegable 4 posiciones	F1203
SILLÓN MEDI OCÉANO		Metal Inoxidable	Inclinación del respaldo 40° por cilindro de gas	Espuma Poliéster densidad 22 kg/m ³	Espuma Poliéster densidad 17 kg/m ³	PVC amovible, desenfundable	Plegable 4 posiciones	F3003







MUEBLES

Modelo		1 Cajón	2 Cajones	3 Cajones	1 Puertas	2 Puertas	Estructura
MESILLA							Excluyendo Tablero : MDF Canto lacado Caja/ frontal de cajón : Decoboard P2 Canto ABS
ARMARIO					X	X	
MESA ESCRITORIO		X					
BURODE				X			
CÓMODA				X			
MESA							Tablero : Decoboard P2 Canto ABS

CAMAS

Modelo		Estructura	Elevador de tronco	Posición sillón	Altura mínima (cm)	Ancho (cm)	Color	Ref.
X'PRIM 3		Crucetas (X)	75°, Cilindro Linak 3500N	No	33	90	Est. RAL 7035	IXN1L11100de
ALDRYS		Crucetas (X)	70°, Cilindro Linak 6000N	No	22 (Sin Frenado centralizado)	90	Est. RAL 7035	IALLM075def
AERYS		Pendular (Y)	70°, Cilindro Linak 6000N	Si	24,5	90	Est. RAL 7035	IAE1L08075
MEDICALYS		Crucetas (X)	70°, Cilindro Linak 6000N	Si	34,5	90	Est. RAL 7035	IML1L11125
DUO		Crucetas (X)	70°, Cilindro Linak 6000N	No	34	140 - 160	Est. RAL 7035	IDO4L28140e
XXL		Crucetas (X)	70°, Cilindro Linak 6000N	No	34	120 - 140	Est. RAL 7035	IXL3L11120e

PANELES

Modelo		Estructura	Sistema de fijación	Pasamanos	Estructura del tablero	Canto
ABELIA		Decoboard P2	Easy move	Metal, Pintado	Melamina	ABS
CARMEN		Decoboard P2	Easy move	Metal, Pintado	Melamina	ABS
AUZENCE		Decoboard P2	Easy move	Metal, Pintado	Melamina	Lacado
ELEGANTTI		Decoboard P2	Easy move	∅	PVC	∅
WINNEA		Compacta	Easy move	Metal, Pintado	Compacto	∅
MEDIDOM		Decoboard P2	Easy move	∅	Aglomerado 30 mm	ABS

ENTREGA Y MONTAJE

Hacemos todo lo posible para garantizar la entrega, la instalación de los muebles, el control de calidad y la formación para la utilización de los productos.

Consulte a nuestros asesores sobre las modalidades.




MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO

Le recomendamos que verifique todos los años el correcto estado de las camas, los artículos de cama y el mobiliario, así como respetar las condiciones de mantenimiento recomendadas en las instrucciones de utilización o por nuestros asesores.




PLAZO DE ENTREGA

En nuestras fábricas de España y Francia fabricamos por encargo los artículos de cama y el mobiliario. Nuestros plazos de fabricación oscilan de 4 a 8 semanas según las opciones. La entrega se realiza en su establecimiento.




SERVICIO POSVENTA

Realizamos un seguimiento de la calidad de los productos una vez instalados.



SERVICIO CLIENTES

Puede solicitar la intervención de nuestra filial Winnicare Services para realizar una auditoría de sus instalaciones con objeto de ayudarle a conocer mejor la evolución de su parque de camas, colchones, mobiliario, etc., o la disposición de sus espacios.



CONTROL DE CALIDAD

Garantizamos la fiabilidad de nuestros proveedores. Los sistemas de gestión de nuestras filiales están certificados ISO 13485 e ISO 14001. Su satisfacción es nuestra prioridad. Póngase en contacto con nosotros.



Eric Roze

Centro Industrial Askle Santé (30)

Responsable de Producción y del Servicio Posventa

Nuestros productos de ayuda a la prevención y al tratamiento de las escaras en personas con movilidad reducida se diseñan y fabrican en nuestra planta en Gardoise. Son la interfaz entre la persona acostada o sentada y la plataforma de acogida: camas, sillones, etc. y contribuyen a mejorar el estado de salud de las personas y las condiciones de trabajo de los profesionales. Estos productos son el resultado de la combinación de una atenta escucha de las necesidades de nuestros clientes, el saber hacer de nuestros ingenieros, el dominio técnico del personal de producción química, electromecánica y electrónica y la experiencia de nuestros equipos sobre el terreno. Utilizamos todos los medios para responsabilizar a los actores internos en el reto de la reactividad para responder a las necesidades reales y la mejora de la calidad de vida de las personas cuidadas, de los cuidadores y del personal sanitario.

La eficacia y la seguridad relativas al uso de los productos es el reto de todos los actores de la empresa.



La responsabilidad social de la empresa es el reto de todos nuestros empleados a todos los niveles de la cadena de valor.



** Fotografías no contractuales*

Copyright © 2015 : MOB'BOOK 2015 – Servicio Marketing WINNCARE con la colaboración de Olivier James, David Le Roux, Sébastien Chevillon, Patrice Praud y Bruno Zambon
Creación gráfica: KREAMAND ©

Satisfacerle es nuestro único objetivo. Acondicionemos juntos sus espacios de vida. Nuestros equipos están a su entera disposición para responder lo mejor posible a sus expectativas.

Diseñamos sus espacios de vida acercándonos al máximo a sus necesidades y preferencias.


Les acompañamos a lo largo de su proyecto y del ciclo de vida de los productos.


Si tiene un proyecto, póngase en contacto con nosotros:

C/ Perellonet, 1 - 46909 - Torrente (Valencia) - Spain

Tel. +34 961565521 - Fax +34 961560383

ventas@winncare.es www.winncare.es







WIN  CARE