

# PANNEAUX DE LIT

## MADELIA (I)



- Chants vernis incolore, Intérieur Hêtre Clair (1) fourniture sous conditions

## ABÉLIA\*



- Entourage laque Hêtre foncé Intérieur Hêtre clair



- Entourage laque Hêtre foncé Intérieur Platane d'automne

## ELEGANTTI



- PVC Dune et Chocolat Coloris standard et unique



## CARMEN\*



- Entourage laque Hêtre foncé Intérieur Hêtre clair (uniquement avec réservations barrières bois)

## CÔTE DE LUMIÈRE\*



- Entourage Merisier pourpre Intérieur Taupe

## VAL DE VIE\*



- Entourage Hêtre foncé Intérieur Hêtre clair

## LOUIS PHILIPPE, LIGNE JULIETTE



- Merisier pourpre

## DAGONE\*



- Entourage laque Hêtre foncé Intérieur Kiwi

## AUZENCE II



- Entourage laque Gris Titane  
Intérieur Pommier

## MÉDIFORM\*



- Entourage Hêtre foncé  
Intérieur Hêtre clair

## MÉDIDOM



- Panneau tête laque Pommier  
Intérieur Pommier



- Panneau pied laque Pommier  
Intérieur Pommier

## PITCHOUNE KALIN



- Blanc/Kiwi


## WINNEA®



- Panneau tête  
escamotable Bleu Cristal



- Panneau pied Jaune Sixties



- Panneau pied option  
porte couverture Bleu Cristal

\* Coloris standards : entourage Hêtre foncé, décor intérieur Hêtre clair.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	X'PRESS	X'PRIM EVOLUTION ALDRYS' EVOLUTION II	EXCELYS	MEDICALYS	XXL X'PRESS	XXL DIVISYS	DUO DIVISYS	NF	ENTOURAGE	CHANT	POIDS (KG) EN 90 CM TÊTE/ PIED	LARGEUR DU LIT EN CM				DIMENSIONS (CM) EN 90CM LARGEUR X HAUTEUR TÊTE/PIED	CLASSEMENT FEU	COMPATI- BILITÉ BARRIÈRE BOIS
												90	120	140	160			
ABÉLIA	•	•	•	•	•	•	•	•	laqué	laqué	8/8	x	x	x	x	100 x 51,3	M3	
ELEGANTTI	•	•	•	•					capitonné	capitonné	8,5/6,5	x				103 x 48/39	PVC M1	
CARMEN	•	•	•	•	•	•	•	•	laqué	abs	11/11	x	x	x	x	109 x 60,8	M3	oui
CÔTE DE LUMIÈRE	•	•	•	•				•	vernis	NA	11/11	x				105 x 68	M3	oui
VAL DE VIE	•	•	•	•				•	vernis	décor bois	9,5/8	x				96 x 64/52	M3	oui
LOUIS PHILIPPE	•	•	•	•	•	•	•	•	vernis	vernis	10/9	x	x	x	x	97,5 x 70/56	M3	
DAGONE	•	•	•	•				•	laqué	laqué	9,5/8,5	x				100 x 64/56	M3	
AUZENCE II	•	•	•	•	•	•	•		vernis	laqué	9/7,5	x	x	x	x	96 x 49/39	M3	
MÉDIFORM					•	•	•		laqué	abs	12/12		x	x	x	139 x 68	M3	oui
MÉDIDOM	•	•	•	•	•	•	•		laqué	laqué	9/5	x	x	x	x	96 x 40/13	M3	
WINNEA®	•	•	•	•					acier	compact	10/10	x				105 x 53	M2	

Nos lits et leurs accessoires sont conçus et fabriqués dans le respect des exigences essentielles qui leurs sont applicables selon la directive européenne 93/42/CE. Nous les avons soumis à des tests d'essai normalisés dans leurs configurations commerciales incluant des panneaux et des accessoires de notre fabrication, afin de vous assurer une sécurité et une performance maximales. Par conséquent, seule l'utilisation de panneaux et accessoires d'origine conditionne le maintien des clauses de garantie du bien au contrat et vous assure une utilisation sécurisée du lit médical et de ses accessoires. Médicatlantique décline toute responsabilité dans le cas d'une combinaison non spécifiée ci-dessus.

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans\*\*.  
Garantie panneaux et accessoires 1 an\*\*.

\*\*Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations.

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France  
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantique.com  
www.winnCare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits,  
MÉDICATLANTIC se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.



A vos mobiles !

flashcode

WINN CARE  
G R O U P E



MÉDICATLANTIC