

LIT XXL X'PRESS



CE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 93/42/CEE. IL A ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME NF EN 1970 (2000) ET SON AMENDEMENT A1 (2005).


- **Lit grande largeur** autoportant sans kit de transport
- Disponible en **120 et 140 cm**
- **Montage rapide** sans outil en quelques minutes
- **Extrêmement maniable** : le lit plié se déplace sur ses propres roues d'un diamètre de 100 mm, le franchissement d'obstacle est nettement optimisé.



Idéal pour le domicile
Le lit XXL X'PRESS se déplace à la verticale, sans outil



Lit XXL X'PRESS existe en 3 versions : 2 et 3 fonctions électriques avec ou sans plicature.



Oter les panneaux, le relève buste puis le relève jambes.



Soulevez légèrement le croisillon pour remonter la base.

LE LIT XXL X'PRESS : CONFIGURABLE ET ÉVOLUTIF (options possibles)



Relève-buste électrique (d'origine).



Relève-jambes manuel à crémaillères.



Roues Ø 100 mm.

Freinage indépendant sur chaque roue du lit



Larges lattes métalliques soudées. Elles sont conçues pour un entretien facile.



Rallonge de sommier de 20 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	RB	RELÈVE JAMBES	CHARGE NORMALE D'UTILISATION	ROUES	NORMES	ÉTANCHÉITÉ
XXL X'PRESS 2 fonctions électriques	120 x 200 cm	70°	12° crémaillères	315 kg matelas 30 kg patient 270 kg accessoires 15 kg	Ø 100 mm à freins sans pare fil	EN 60601-1 EN 60601-1-2 NF EN 1970/A1 ISO 13485 CE	Motorisation, boîtier; télécommande LINAK IP66 V0
	140 x 200 cm						
XXL X'PRESS 3 fonctions électriques	120 x 200 cm		Plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° Réglage des pieds par crémaillères				
	140 x 200 cm						
Accessoires	Potence d'angle époxy (cf fiche accessoires)						
	Barrières pliantes VISION époxy (cf fiche accessoires)						
	Panneaux Abélia 120 ou 140 cm (cf fiches panneaux et nuanciers)						

- 2 supports potence (en tête de lit).
- 2 supports accessoires (sur les longs pans).
- 2 supports tige porte-sérum (en tête de lit).

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*. Garantie panneaux et accessoires 1 an*. *Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations.

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.com

www.winnCare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits,
MÉDICATLANTIC se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

MÉDICATLANTIC
WINCARE
G R O U P E