



MANGAR Camel Notfall-Hebekissen

Das Camel Hebekissen eignet sich zum Anheben in liegender oder sitzender Position.

LEICHT ZU MONTIEREN

- Hebekissen wird mit einem Airflo-Kompressor und einer Handsteuerung aufgepumpt
- geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- kann unabhängig oder mit Unterstützung durch eine Hilfsperson bedient werden

EINFACH ZU PFLEGEN

- kann mit allen gängigen Mitteln desinfiziert werden
- leicht zu entleeren, zusammenzufalten und zu verstauen in der mitgelieferten Tragetasche
- Material wurde nach hohen Standards mit außergewöhnlicher Haltbarkeit, Festigkeit & Leistung unter härtesten Bedingungen ausgesucht

SICHER IN DER ANWENDUNG

- Hebt Gewicht bis zu 320 kg
- besonders für bariatrische, gelähmte, spastische und demente Personen geeignet
- Stabil und stützend

VERBESSERT DAS WOHLBEFINDEN

- Bietet einen sicheren, würdevollen Hebevorgang für eine gestürzte Person
- Reduziert das Risiko von Muskel-Skelett-Verletzungen
- Personen mit einer kognitiven Beeinträchtigung sind weniger beunruhigt, wenn sie mit einem Camel angehoben werden
- als einziges Hilfsmittel auch zum Anheben für einen Liegend-Transfer

TECHNISCHE DATEN

Max. Benutzergewicht	320 kg
Max. Körpergröße	56 cm
Min. Höhe	Flach
Sitztiefe	47 cm
Gesamtlänge	112 cm
Breite	70 cm
Gesamtgewicht	6.5 kg
Rücken/Kopfstütze Länge	81 cm
Airflo Kompressor	24
Hebeleistung pro Ladung	Bis zu 4 Hebevorgänge



Merkmale

1. **Einfacher Aufbau** - verbinden Sie die vier Schläuche der Handbedienung mit den entsprechenden Nummern und farbigen Anschlüssen am Camel.
2. Der **Kopf sollte auf dem Camel-Logo** und der Körper mittig liegen.
3. **Die Rückenlehne** kann teilweise oder ganz für die Erstversorgung (z.B. aufgrund Atemnot) vor den Hebekammern aufgeblasen werden
4. Hergestellt aus sehr starkem **Polyurethan-beschichtetem Nylon-Material**
5. **Kontrollierter Hebevorgang unter Pandemie- Abstandsregeln** möglich

Zubehör

- Gleittuch
- Transfergurt



Produkt-Code: MPCA060400



Scanne Mich

Für weitere Informationen besuchen Sie

www.winncare.de
 E-Mail: anfragen@winncare.de
 Telefon: +49 - (0)1 52 9000 50 90

