

# BADEPUDE



Badepuden er det ideelle hjælpemiddel til hjemmepleje eller selvhjælp til at afværge faldulykker i forbindelse med badesituationer. Badepuden tilpasser sig badekarrets form og størrelse, og kan nemt fjernes fra badekarret, når den ikke anvendes.

- Al luften lukkes ud af puden, så borgeren kan sidde helt nede i badekarret og nyde vandets terapeutiske egenskaber.
- Vaskes med rent vand efter brug og tørres i oppustet tilstand.
- Sættes nemt i badekarret på få sekunder.
- Borgeren sænkes kun ned i badekarret, hvis der er nok batteri til, at han eller hun kan hæves op igen.
- Vandtæt håndbetjening (IP67).
- Bevarer luften i ryglænet for større komfort.
- Nemt at have med på ferien.

## BADEPUDE: TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Maks. brugervægt:** 150 kg

**Maks. højde:** 40 cm

**Sædedybde:** 44 cm

**Bredde:** 58 cm

**Totalvægt:** 2 kg

**Antal løft pr. opladning:** Op til 8 løft (4 bade)

**Kompressor:** AirFlo 12

**Varenummer:** MPCA040500

**HMI-nummer:** 123470



**WIN CARE**

[winnocare.com](http://winnocare.com) / [info@winnocare.dk](mailto:info@winnocare.dk) / +45 7027 3720