

GAMA DE ESPUMA VISCOELÁSTICA **ALOVA**® Monobloco **I00, DUO, XL, XXL, PEDIA y CONFORT**



ALOVA®, MONOBLOCO, ESPUMA MOLDADA, EM DIVERSOS TAMANHOS

- **Funcionalidade:** ajuda na prevenção de escaras em pessoas com risco de médio a elevado, levantadas durante o dia e deitadas mais de 15 horas por dia.
- **Ajuda no tratamento de escaras do nível I e 2.**
- **Gama:**
 - Colchão Alova I00
 - Colchão Alova DUO
 - Colchão Alova XL.
 - Colchão Alova XXL
 - Colchão Alova Pedia
 - Almofadas Alova Confort



COLCHÃO 100

- **Colchão monobloco** composto por:
 - Camada superior em espuma viscoelástica moldada de 6 cm. Densidade 80 kg/m³
 - Base em espuma High Resilient (HR) de 8 cm. Densidade ≥34 kg/m³
- **Peso do paciente:** 30 a 150 Kg
- **Peso do colchão:** 15 Kg
- **Envoltório disponível:** Promust CIC




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS DO EMPACOTAMENTO		DIMENSÕES	NORMAS PROTEÇÃO FOGO
	CARTÃO	PALLET BOX		
ALOVA® 100 Envoltório Promust CIC	VMA100-CIC	VMA100-CIC-BOX	195 x 97x 14 cm	EN 597-1 y 2 GPEM D1-90 classe C

3 anos de garantia.
Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

COLCHÃO DUO

- **Colchones monobloco** compostos por:
 - Espuma viscoelástica de 7 cm, 75 kg/m³ e dureza de 2,2 kPa
 - Base de espuma HR de 7 cm, 34 kg/m³ e dureza de 1,8 kPa
- **Peso do Colchão:** 16'8 kg (VMA70) y 18'2 kg (VMA80)
- **Envoltório** PROMUST PU HD



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	PESO MÁXIMO DO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO
ALOVA DUO de 70 cm para cama hospitalar de 140 cm com sommier duplo. Envoltório integral para Promust PU HD*	VMA70	196 x 70 x 14 cm	30 a 135 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 classe D
ALOVA DUO de 80 cm para cama hospitalar de 160 cm com sommier duplo. Envoltório integral para Promust PU HD*	VMA80	196 x 80 x 14 cm		

3 anos de garantia.
Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

Manutenção
Promust PU (HD)



COLCHÃO XL



- **Colchão monobloco** composto por:
 - Espuma viscoelástica de 7 cm, densidade de 75 kg/m³ e dureza de 1,7 kPa
 - Base de espuma HR de 10 cm, densidade 28 kg/m³ e dureza de 3'6 kPa
- **Peso do colchão:** 24 kg (VMA I17XL) y 28 kg (VMA I37XL)
- **Envoltório** PROMUST PU

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO
ALOVA XL 120 cm Envoltório integral para Promust PU HD*	VMA I17XL	195 x 117 x 17 cm	30 a 150 kg	EN 597-1 y 2 GPEM DI 90 classe D
ALOVA XL 140 cm Envoltório integral para Promust PU HD*	VMA I37XL	195 x 137 x 17 cm		


Manutenção
Promust PU (HD)



3 anos de garantia.
Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

COLCHÃO XXL

- **Colchão monobloco** composto por:
 - Espuma viscoelástica de 7 cm, densidade de 75 kg/m³ e dureza de 1,7 kPa
 - Base de espuma HR de 10 cm, densidade de 42 kg/m³ e dureza de 4,5 kPa
- **Peso do Colchão:** 29'5 kg (VMA I20BAR) y 38'9 kg (VMA I40BAR)
- **Envoltório** PROMUST PU HD



A prescrição médica deve indicar o peso do utilizador.

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO
ALOVA XXL 120 cm Envoltório integral para Promust PU HD*	VMA I20BAR	195 x 117 x 17 cm	135 a 270 kg	EN 597-1 y 2 GPEM DI 90 classe D
ALOVA XXL 140 cm Envoltório integral para Promust PU HD*	VMA I40BAR	195 x 137 x 17 cm		

Manutenção
Promust PU (HD)



3 anos de garantia.
Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

COLCHÃO PEDIA CONFORT

- **Colchão monobloco** composto por:
 - Camada superior viscoelástica moldada com densidade de 75 Kg/m³ e firmeza de 1,8 kPa
 - Base de espuma de alta resiliência (HR): densidade: 28 kg/m³ e firmeza de 3,6 kPa
- **Peso do paciente:** 15 a 60 kg (VMA/PEDIA/S), 20 a 90 kg (VMA/PEDIA/M)
- **Peso do Colchão:** 12 Kg
- **Envoltório:** Promust CIC



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	NORMA RELATIVA AO FOGO
ALOVA™ PARA CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	VMA/PEDIA/S	160 x 80 x 14	EN 597-1 and 2 GPED I 90 Classe D
ALOVA™ PARA CRIANÇAS DE 6 A 12 ANOS	VMA/PEDIA/M		

Instruções de limpeza: envoltório Promust CIC



3 anos de garantia.
Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

ALMOFADAS ALOVA CONFORT

- Almofadas de espuma viscoelástica com densidade de 80 kg/m³.
- Envoltórios removíveis (80% algodão e 20% poliéster)



Alova cervical anatómica.
Ref: VCERVA 5535



Alova apoio lombar
Ref: VCALELOMB



Alova apoio cervical
meia-lua
Ref: VDLUNE



Alova cervical
Ref: VCERV-5035/5042/6038
Ref: VTRAVEL-5035



Alova clássica
Ref: VSTAND 6040

REFERÊNCIA	DIMENSÕES (CM)
VCERVA-5535	55x35x8/12
VSTAND-6040	60x40x13
VDLUNE	28x24x10
VCALELOMB	36x32x10
VCERV-5035	50x35x7/10
VCERV-5042	50x42x10/12
VCERV-6038	60x38x11/13
VTRAVEL-5035	50x35x7/10

3 anos de garantia.
1 ano para o envoltório.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.