


COLCHÓN GOFRADO

APLOT Monobloque



COLCHÓN GOFRADO, MOLDEADO EN ESPUMA DE ALTA RESILIENCIA (HR) ZYPREX™

- **Eficacia:** Gran movilidad de los tacos.
- **Ergonomía:** Las 4 esquinas redondeadas facilitan la instalación del mástil incorporador y las diferentes formas de los paneles de cama.
- **Confort:** Tacos moldeados, de superficie lisa, con bordes redondeados.



Colchón gofrado, moldeado en espuma de Alta Resiliencia (HR) Zyprex®

Eficacia:


- Reducción del cizallamiento gracias a la movilidad de los tacos.
- Gran movilidad de los tacos en las 3 dimensiones para reducir el riesgo de cizallamiento de la piel y tejidos subyacentes.
- Espuma de alta resiliencia (HR) ZYPREX $\geq 34\text{Kg/m}^3$.
- Dureza de la espuma HR: 4'5 kPa.
- Peso del colchón: 8'5 kg

Ergonomía:

- 4 esquinas redondeadas.
- Más espacio para el mástil incorporador.
- Compatible con todos los tipos de paneles de cama.

Seguridad:

- Altura compatible con las barandillas de la cama.




VERSIONES

Monobloque



Compatibilidad con el plegado del somier

Monobloque comprimido



PALET BOX

- **Práctico:** los colchones están listos para su empleo.
- **Ecológico:** reduce el volumen de residuos.



ENROLLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligero, fácil de transportar (asa para su transporte).
- **Ecológico:** aumenta la capacidad de transporte del vehículo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA SEGÚN PRESENTACIÓN			DIMENSIONES	PESO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO	DENSIDAD
	CAJA CARTÓN	PALET BOX (10 UNIDADES)	ENROLLADO COMPRIMIDO				
Colchón APLOT monobloque esquinas redondeadas, protección Dermalón FR	VAI03MBI4	VAI03MBI4-BOX	VAI03MBI4RC1 (1 ud) VAI03MBI4RC (5 uds)	195x85x14 cm	40 a 120 Kg	EN 597-1 y 2 GPEM DI 90 Clase D	Espuma de alta resiliencia Zyprex $\geq 34\text{ Kg/m}^3$
Colchón APLOT monobloque esquinas redondeadas, funda integral Promust PU	VAI03MBI4/HIP	VAI03MBI4/HIP-BOX	---				
Colchón APLOT monobloque esquinas redondeadas, funda integral Promust PU HD	VAI03MBI4/HIPH	VAI03MBI4/HIPH-BOX	---				

2 años de garantía.

Mantenimiento: Dermalón FR



Mantenimiento: Promust PU (HD)



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

www.winncare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.