

CHAMBRE AUZENCE



DES GALBES DOUX



MOBILIER DE LA CHAMBRE AUZENCE



PANNEAUX

DIMENSIONS (panneau tête/pied):
L958 x H498 mm

- ▶ Crosses en bois massif
- ▶ Mains courantes en tube acier époxy, intérieur




TABLE DE CHAMBRE

DIMENSIONS:
L872 x P586 x H775 mm



TABLE BUREAU

DIMENSIONS:
L1072 x P586 x H775mm

- ▶ 1 tiroir à droite, accès pour le bridge à gauche



CHEVET

DIMENSIONS:
L441 x P475 x H751 mm
L535 x P576 x H884 mm avec réfrigérateur

- ▶ 4 pieds fixes
- ▶ 1 tiroir
- ▶ 1 porte charnières à gauche
- ▶ 1 étagère avec évidement pour bouteille



COMMODE

DIMENSIONS:
L872 x P586 x H775 mm

- ▶ 3 tiroirs



TABLE COMMODE

DIMENSIONS:
L1470 x P586 x H775 mm

- ▶ 3 tiroirs à droite



ARMOIRE 1 PORTE

DIMENSIONS:
672 x P596 x H1815 mm

- ▶ charnière à gauche
- ▶ 1 étagère
- ▶ 1 penderie



ARMOIRE 2 PORTES

DIMENSIONS:
L1122 x P596 x H1815 mm

- ▶ 1 étagère en haut sur toute la largeur
- ▶ 3 demi-étagères
- ▶ 1 penderie à droite

| AUZENCE | COLORIS DES PANNEAUX ET MOBILIER | | COLORIS DES ENTOURAGES, CHANTS ET MAIN COURANTE | MATÉRIAU |
|----------|---|--|--|--|
| | COLORIS STANDARD | AUTRES COLORIS HORS STANDARD | | |
| PANNEAUX | Intérieur décor Dragonnier Gris, chants, mains courantes époxy et montants ral 7030 | Décor mélaminés au choix dans notre nuancier | Mains courantes époxy ral 7030 et entourage Laque ral 7030 | Montants (crosses) en bois massif et décor intérieur en MDF mélaminé Main courante acier peinte |
| MOBILIER | | | | Montants en tube acier peint et décor intérieur en MDF mélaminé (plateaux et portes caisson en aggloméré 19 mm mélaminé), chants vernis ou laqués au choix |

Garantie 1 an*. *Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations

Photos non contractuelles

Ambiance AUZENCE
Panneaux Auzence, décor Chêne Milano Foncé, ral 7030
Fauteuil : PVC Raisin Doty, structure ral 7030

FP000015/02.2019



WINNOCARE France: Médicatlant - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : contact@winnocare.fr - www.winnocare.fr
Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNOCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques
Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPEENNE 93/42/CEE

