



DUO DIVISYS®

Vivre à deux le plus longtemps possible mais en respectant les envies de chacun, se reposer, lire, manger ou dormir.

Personnaliser votre confort de vie. Position transat, semi-assis ou à plat

 ≤ 270kg



34 à 74 cm



jusqu'à 70°



Mécanique, électrique
et télécommande



Panneaux
et accessoires

Prise en charge LPPR

Lit médical spécifique pour un patient présentant une perte de son autonomie motrice transitoire ou définitive associée à un besoin en raison de sa vie à deux (lit double)

Lit médical, lit spécifique, achat, lit et accessoires; code 6231746. forfait pour achat d'un lit sur présentation d'un devis dans la limite de 1030 € ttc (sans PLV). L'ordonnance du médecin précise le besoin de vie à deux.



LES + PRODUIT

LE LIT DUO DIVISYS A ÉTÉ CONÇU

- Pour préserver l'autonomie et l'intimité des personnes handicapées,
- Pour améliorer l'ergonomie, des soignants et des aidants.
- Pour procurer du confort et du bien-être aux utilisateurs.



Sommier à Lattes bois (en Option)



Deux télécommandes infra-rouge (en Option)

Désignation	DUO DIVISYS
Sommier	140 x 200 cm / 160 x 200 cm
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 14° maxi par crémaillère Version P : plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 315 kg Poids patient maxi 270 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 30 Kg
Roues	Ø 100 mm
Motorisation	LINAK IP 66

OPTIONS

