


# ŁÓŻKO DUO DIVISYS®



Łóżko na nogach stałych z osłoną MÉDIDOM II\* Dracena w kolorze jasnym, z bokami długimi i osłoną  
\*nie może być wykorzystywane z barierkami.



## ŁÓŻKO DLA DWÓCH OSÓB, DO 270 KG



Auzence II, współczesny design, dostępne w wymiarach 140 i 160 cm.



Model Louis-Philippe, klasyczny i elegancki. Dostępne w wymiarach 140 i 160 cm.

Łóżko na nogach stałych z osłoną MÉDIDOM W Dracena w kolorze szarym, z bokami długimi i osłoną.  
\*nie może być wykorzystywane z barierkami.

### 3 wykończenia podstawowe:

Na kółkach / Na kółkach z osłoną / Na nogach stałych z osłoną.



### Opcje\*

- Podstawa z listew drewnianych.
- Dwa piloty na podcierwień.

JAK NAJDŁUŻSZE ŻYCIE W DWÓJKĘ, WZAJEMNIE SZANUJĄC SWOJE POTRZEBY I CHĘCI, DOTYCZĄCE ODPOCZYNKU, CZYTANIA, JEDZENIA LUB SNU.

PERSONALIZACJA SWOJEGO KOMFORTU ŻYCIA. POZYCJA LEŻAKA, PÓŁ-SIEDZĄCA LUB NA PŁASKO.

### ŁÓŻKO DUO DIVISYS

- Dla dwóch osób (do 270 kg), z dwoma niezależnymi elementami o wymiarach 140 cm (2 x 70) i 160 cm (2 x 80).

### KOMFORT I HIGIENA

- Podstawa dzielona, ze spawanych listew metalowych.

### ERGONOMIA

- Amplituda ruchów od 34 do 74 cm.

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

| NAZWA                                   | WYMIARY      | RB  | UKŁAD PODNOSZENIA NÓG   | ZDOLNOŚĆ PODNOSZENIA   | KOŁA  | NORMY          | SZCZELNOŚĆ   |
|---|--------------|-----|---|--|---|----------------|--|
| DUO DIVISYS<br>2 funkcje<br>elektryczne | 140 x 200 cm | 70° | 12°<br>zębatek  | CFS <sup>(1)</sup><br>315 kg<br>materac 30 kg<br>pacjent 270 kg<br>akcesoria 15 kg | Ø100 mm<br>z hamulcami<br>bez<br>osłona<br>gwintowana | CEI 60601-2-52 | Układ napędowy,<br>skrzynka, pilot<br>LINAK IP66<br>V0 |
|   | 160 x 200 cm |     |   |  |   |                |  |
| DUO DIVISYS<br>3 funkcje<br>elektryczne | 140 x 200 cm | 70° | Układ zginania kolan<br>26° (uda) i 16°<br>Regulacja nóg za<br>pomocą zębatek | CFS <sup>(1)</sup><br>315 kg<br>materac 30 kg<br>pacjent 270 kg<br>akcesoria 15 kg | Ø100 mm<br>z hamulcami<br>bez<br>osłona<br>gwintowana | CEI 60601-2-52 | Układ napędowy,<br>skrzynka, pilot<br>LINAK IP66<br>V0 |
|   | 160 x 200 cm |     |   |  |   |                |  |

- 2 podstawki na akcesoria (wzdłuż boków długich)
- 2 podstawki wysięgnika na kropiówkę (przy zagłówniku łóżka)
- 2 wsporniki słupka (przy zagłówniku łóżka)

Gwarancja 5-letnia dotycząca elementów mechanicznych, elektrycznych i pilota\*  
Gwarancja 1-rocza na panele i akcesoria\*

\*W normalnych warunkach użytkowania i za wyjątkiem części zużywalnych - patrz instrukcje obsługi

<sup>(1)</sup> Obciążenie robocze/bezpieczeństwa

Zdjęcia nie mają wiążącego znaczenia umownego

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France  
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatatlantic.fr - www.winnCare.fr

zastępuje sobie prawo wprowadzenia modyfikacji charakterystyki technicznej swoich produktów bez wcześniejszego uprzedzenia.

Wyrób medyczny klasy I zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 93/42/EWG

