



LABORATOIRES DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

ATTESTATION DE CONFORMITE

aux exigences du Protocole d'évaluation des matelas, des surmatelas et des coussins
d'aide à la prévention des escarres (avis du 21 juillet 2005)

Identification du dispositif : **Matelas EPSUS VE208MB et VE208MB/HE** (selon protection)
Description du dispositif : **Matelas gaufré monobloc en mousse HR, cadre en mousse HR 3834R bleu, 8 modules en mousse HR Zyprex jaune**
Références des protections : **Alèse Dermalon FR - Drap housse Promust PU**
Dimensions du dispositif : Longueur 200 cm – Largeur 88 cm – Epaisseur 17,1 cm
Demandeur du certificat : **ASKLE SANTE – 200 rue Charles Tellier – ZI Grézan – 30030 NIMES**

Au vu

des rapports d'audit **F040118/CEMATE/1, F010117/CEMATE/1 et F060534**

des résultats figurant sur les rapports d'essais référencés :

- **F100238/CEMATE/3** relatif aux essais de comportement au feu (*avec alèse Dermalon FR*) ;
- **F100238/CEMATE/4** relatif aux essais de comportement au feu (*avec drap housse Promust PU*) ;
- **C010117/CEMAT/4** et **F100184/CEMATE/3** relatifs aux essais de caractérisation des matériaux (*mousse HR ; Zyprex*) ;
- **F120414/CEMATE/2** relatif aux essais de caractérisation des matériaux (*mousse HR 3834R bleu*)
- **F100184/CEMATE/8** et **F100184/CEMATE/9** relatifs aux essais des matériaux (*alèse Dermalon FR*) ;
- **F100184/CEMATE/3** et **F100184/CEMATE/4** relatifs aux essais des matériaux (*drap housse Promust PU*) ;
- **F100238/CQPE/9** (*matelas avec alèse Dermalon FR*) et **F100238/CQPE/8** (*matelas avec drap housse Promust PU*) relatifs :
 - . aux essais de répartition des pressions avant et après vieillissement,
 - . aux essais de répartition au poids maximal revendiqué (120 kg),
 - . au contrôle : dimensionnel et de la notice ;

le matelas EPSUS monobloc testé est déclaré conforme aux exigences du document de référence.



Trappes, le 11 septembre 2006

Le Chef de la Division
Dispositifs Médicaux

Olivier PIERSON

Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes :

1. Elle ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés consignés dans l'affaire F100238
2. Elle n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le LNE.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP



LABORATOIRES DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

ATTESTATION DE CONFORMITE

aux exigences du Protocole d'évaluation des matelas, des surmatelas et des coussins
d'aide à la prévention des escarres (avis du 21 juillet 2005)

Identification du dispositif : **Matelas EPSUS VE208 et VE208/HE** (selon protection)
Description du dispositif : **Matelas gaufré en 3 parties en mousse HR, cadre et 8 modules amovibles en mousse HR Zyprex jaune**
Référence des protections : **Alèse Dermalon FR - Drap housse Promust PU**
Dimensions du dispositif : Longueur 200 cm – Largeur 88 cm – Epaisseur 17,1 cm
Demandeur du certificat : **ASKLE SANTE – 200 rue Charles Tellier – ZI Grézan – 30030 NIMES**

Au vu

du rapport d'audit **F040118/CEMATE/1**, **F010117/CEMATE/1** et **F060534**
des résultats figurant sur les rapports d'essais référencés :

- **F100238/CEMATE/5** relatif aux essais de comportement au feu (*avec alèse Dermalon FR*) ;
- **F100238/CEMATE/6** relatif aux essais de comportement au feu (*avec drap housse Promust PU*) ;
- **C010117/CEMATE/4** relatif aux essais de caractérisation des matériaux (*mousse HR*) ;
- **F100184/CEMATE/9** relatif à l'essai de perméabilité (*alèse Dermalon FR*) ;
- **F100184/CEMATE/4** relatif à l'essai de perméabilité (*drap housse Promust PU*) ;
- **F100184/CEMATE/8** relatif aux essais des matériaux (*alèse Dermalon FR*) ;
- **F100184/CEMATE/3** relatif aux essais des matériaux (*drap housse Promust PU*) ;
- **F100238/CQPE/2** (*matelas avec alèse Dermalon FR*) et **F100238/CQPE/7** (*matelas avec Drap housse Promust PU*) relatifs :
 - . aux essais de répartition des pressions avant et après vieillissement,
 - . aux essais de répartition au poids maximal revendiqué (120 kg),
 - . au contrôle : dimensionnel et de la notice ;

le matelas EPSUS 3 parties testé est déclaré conforme aux exigences du document de référence.



Trappes, le 11 septembre 2006

Le Chef de la Division
Dispositifs Médicaux

Olivier PIERSON

Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes :

1. Elle ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés consignés dans l'affaire F100238
2. Elle n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le LNE.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP