

# ACCESSOIRES POUR MATELAS À AIR MOTORISÉ

## POMPES DE GONFLAGE ET DÉGONFLAGE RAPIDE

Conçues pour faciliter la mise en place et le retrait des matelas à air motorisé Axtair, les pompes permettent de gonfler et dégonfler rapidement les supports en toute sécurité.



VKIT-AXT

Conçue pour un usage sur une courte durée\*, la pompe de gonflage et dégonflage rapide permet une installation simple et rapide du matelas AXTAIR.

\*Conçue pour gonfler 1 ou 2 matelas à la suite



VAXT/PGR

Conçue pour un usage sur une longue durée\*\*, la pompe de gonflage et dégonflage rapide permet une installation simple et rapide du matelas AXTAIR.

\*\*Conçue pour gonfler plusieurs matelas à la suite

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	POIDS POMPE	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES	ENTRETIEN
VKIT-AXT	35 x 14 x 12 cm	1.54 kg	Temps de gonflage/dégonflage: < 3 min Pression de gonflage: > 125 mbar Niveau sonore (dBA à 1m): 91 dBA Classe électrique: Classe 1, Fréquence électrique: 60 Hz Tension électrique: 220 V, Cordon électrique: PVC 3.4 M Certification CE	
VAXT/PGR	30 x 10,5 x 10,5 cm	1.23 kg	Temps de gonflage/dégonflage: < 3 min Pression de gonflage: > 56 mbar Niveau sonore (dBA à 1m): 76 dBA Classe électrique: Classe 2, Fréquence électrique: 60 Hz Tension électrique: 220 V, Cordon électrique: Caoutchouc 3 M Certification CE	

## PASSE CÂBLE

Passer-câble pour matelas à air motorisé Axtair Automorpho® Plus et Axtair Automorpho® Axensor®.



VAXT/PC

- Permet la fixation du câble d'alimentation électrique du compresseur le long du matelas.
- L'absence de câble au sol réduit le risque de chute du personnel ou du patient.
- Le maintien du câble dans la goulotte réduit le risque de pincement ou de cisaillement de celui-ci.
- Pose et retrait du câble grâce au système de fixation par boutons pression.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	ENTRETIEN / DÉSINFECTION
VAXT/PC	Polychlorure de Vinyle	Usage d'un produit détergent-désinfectant de surface validé Lavage modéré jusqu'à 90°C Utilisation de produit chloré autorisé

# ACCESSOIRES POUR MATELAS À AIR MOTORISÉ

## SAC DE TRANSPORT

Sac de transport pour support à air motorisé ou matelas mousse.



VAXT/SMG

- Le sac permet le transport d'un support à air gonflé et prêt à l'emploi ou d'un matelas en mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 22 cm,
- Protection totale du support transporté pour une livraison professionnelle du dispositif médical. La goulotte réduit le risque de pincement ou de cisaillement de celui-ci.
- Système de fermeture portefeuille sécurisée par une boucle d'attache rapide,
- Poche intégrée pour faciliter le rangement du sac. Faible encombrement du sac vide facilitant son rangement,
- Pochette translucide renforcée sur le côté du sac pour l'identification du support transporté,

Sac de transport pour support roulé à air motorisé ou matelas mousse.



VAXT/SR



- Facilite le retrait et le transport en sécurité des dispositifs souillés.
- La couleur rouge évite toute erreur lors des manipulations et le mélange d'un produit propre (sac bleu) avec un produit sale (sac rouge).
- La taille du sac permet le stockage d'un matelas avec son compresseur accompagné d'un coussin dynamique Axensor®.

Sac de transport pour support roulé à air motorisé ou matelas mousse



VAXT/SB-XL

- Facilite le transport des Axtair de largeur 100 à 120 cm  
Non compatible avec Axtair XXL
- Pochette translucide renforcée sur le côté du sac pour l'identification du support transporté

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	ENTRETIEN /DÉSINFECTION
VAXT/SMG	Nylon enduction polyuréthane	  Lavage modéré jusqu'à 60°C Séchage en sèche-linge possible en basse température (air évacué à 60°C maxi)
VAXT/SR		
VAXT/SB-XL		