



GUIDE AU CHOIX DES LITS

POUR PATIENT EN PERTE D'AUTONOMIE TRANSITOIRE OU DÉFINITIVE

FABRICATION
FRANÇAISE



ALDRYS



X'PRESS
Low



XPRIM



XPRESS



MEDICALYS



AERYS 90⁽²⁾

Lits Médicalisés 90							
APPLICATION 1 & 2	Dialyse					•	
	SSR/CRRF			•			•
	MCO					•	
APPLICATION 3	Personnes avec risque de chute du lit	•	•				•
	Personnes sans risque de chute du lit			•	•		•
APPLICATION 4 ⁽¹⁾	Personnes avec risque de chute du lit	•	•				•
	Personnes sans risque de chute du lit			•	•		
APPLICATION 5	Personnes avec risque de chute du lit	•	•	•	•	•	
	Personnes sans risque de chute du lit	•	•	•	•	•	
Poids Patient (Kg) <		135			165		
Dimension du sommier du lit (cm)		90 x 200					
Amplitude de hauteur variable (cm)		24 à 80	24 à 80	34 à 84	35 à 86,5 ou 39,5 à 89	25 à 80	

Tous nos lits sont conformes aux exigences de la norme NF EN 60601-2-52 édition 1

(1) Eligible au remboursement LPPR (art. L165-1 du code de la sécurité sociale) à la location ou à l'achat selon les indications fixées.

(2) Eligible au remboursement LPPR (art. L165-1 du code de la sécurité sociale), sans fonction Proclive-déclive sauf avis du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie.





GUIDE AU CHOIX DES LITS

POUR PATIENT EN PERTE D'AUTONOMIE TRANSITOIRE OU DÉFINITIVE

FABRICATION
FRANÇAISE



AERYS
CONFORT 100



AERYS
XXL 120



XXL
DIVISYS



XXL
XPRESS



DUO
DIVISYS



KALIN

Lits Médicalisés 100

Lits Médicalisés bariatriques 120 /140

Lit Médicalisés pour couple

Lit Médicalisés pour enfant

		Lits Médicalisés 100	Lits Médicalisés bariatriques 120 /140		Lit Médicalisés pour couple	Lit Médicalisés pour enfant
APPLICATION 1 & 2	Dialyse					
	SSR/CRRF	•	•	•	•	
	MCO			•	•	•
APPLICATION 3	Personnes avec risque de chute du lit	•	•			
	Personnes sans risque de chute du lit	•	•	•	•	•
APPLICATION 4 ⁽¹⁾	Personnes avec risque de chute du lit	•	•		•	
	Personnes sans risque de chute du lit			•	•	
APPLICATION 5	Personnes avec risque de chute du lit			•	•	
	Personnes sans risque de chute du lit			•	•	
Poids Patient (Kg) <		165	270		270	135
Dimension du sommier du lit (cm)		100 x 200	120 x 200	120 ou 140 x 200	140 ou 160 x 200	80 x 170
Amplitude de hauteur variable (cm)		25 à 80	24 à 72	35 à 81	34 à 74	30 à 77

Tous nos lits sont conformes aux exigences de la norme NF EN 60601-2-52 édition 1

(1) Eligible au remboursement LPPR (art. L165-1 du code de la sécurité sociale) à la location ou à l'achat selon les indications fixées.

(2) Eligible au remboursement LPPR (art. L165-1 du code de la sécurité sociale), sans fonction Proclive-déclive sauf avis du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie.

