


Score sur l'Echelle de Braden



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Matelas d'hébergement monobloc en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR) moulée avec 4 pans coupés
- ▶ Densité  $\geq 34 \text{ Kg/m}^3$
- ▶ Pour plan de couchage 90 x 200 cm, hauteur : 14 cm
- ▶ Poids : 9,5 kg
- ▶ Portance : 3kPa
- ▶ Housse Promust et Promust PU HD amovibles et lavables en machine



# MORFEA

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE NUL À FAIBLE**.  
Patient alité quelques jours, se mobilisant seul.

 30 ≤ 120kg





NORMES FEUX  
EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D



85.00€ avec PLV  
- CODE 6229703 -

## LES + PRODUIT

- Matelas monobloc moulé pour une bonne tenue sur le lit.
- Conçu pour s'adapter à tous les types de lits médicalisés pour une position allongée en toute sécurité et confort.

HOUSSE	CARTON INDIVIDUEL	PALETTE BOX (Par10)	ROULÉ COMPRIMÉ (RC)
	VMB14/HIP	VMB14/HIP-BOX	VMB14RC1-HIP (unitaire) VMB14RC-HIP (par 5)
	VMB14/HIPH	VMB14/HIPH-BOX	—

