

CUSCINI A CELLE PNEUMATICHE E TELESCOPICHE **OPTIMAIR E KINÉRIS**



CUSCINI COSTITUITI DA CELLE PNEUMATICHE REGOLABILI E DEFORMABILI INDIVIDUALMENTE PER PERSONE DAL PESO FINO A 150 KG.

- **Performance:** riduzione al minimo delle pressioni sulla pelle e sui tessuti per effetto del principio pneumatico regolabile.
- **Efficacia:** riduzione delle forze di taglio grazie all'adattabilità e mobilità delle celle.
- **Comfort:** accompagnamento dei movimenti fisici per effetto della circolazione d'aria in una rete calibrata fra le celle.



CUSCINO OPTIMAIR




- A uno o tre compartimenti per utilizzatori con disturbi della stabilità.
- Disponibile in 3 misure e 2 altezze.
- Fabbricato in Francia.
- Provisto di pompetta di gonfiaggio e relativo manometro.




Manometro

Ripartizione dei valori di pressione per un paziente di 172 cm e 75 kg.




Parte anteriore cuscino



A un compartimento per utilizzatori senza disturbi della stabilità.

Parte anteriore cuscino



A tre compartimenti per utilizzatori con disturbi della stabilità.

CUSCINO KINÉRIS


- A uno o due compartimenti per utilizzatori con disturbi della stabilità.
- Numerose misure disponibili con larghezza e profondità di seduta da 32 a 48 cm e 2 altezze di 7 e 10 cm.
- Fabbricato in Francia.
- Termoregolazione per contatto con l'elasthane.
- Provisto di pompetta di gonfiaggio munita di manometro e di una tabella delle corrispondenze peso/misura/pressione di gonfiaggio.

Parte anteriore cuscino



A un compartimento per utilizzatori senza disturbi della stabilità.

Parte anteriore cuscino



A due compartimenti per utilizzatori con disturbi della stabilità.



CARATTERISTICHE TECNICHE

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI				DIMENSIONI DELLA SEDUTA	
	ALTEZZA DEL CUSCINO 7 CM		ALTEZZA DEL CUSCINO 10 CM		LARGHEZZA	PROFONDITÀ
	A UN COMPARTIMENTO	A DUE COMPARTIMENTI	A UN COMPARTIMENTO	A DUE COMPARTIMENTI		
Optimair fodera staccabile in Promust PU*	V66P1	—	V66G1	—	da 35 a 39 cm	da 35 a 38 cm
	V67P1	—	V67G1	—	da 40 a 46 cm	da 35 a 38 cm
	V77P1	—	V77G1	—	da 40 a 46 cm	da 42 a 45 cm
KINÉRIS fodera in elasthane / PU / antisdrucchiolo*	V367-1EL	V367-2EL	V3610-1EL	V3610-2EL	da 30 a 34 cm	da 30 a 34 cm
	V427-1EL	V427-2EL	V4210-1EL	V4210-2EL	da 30 a 34 cm	da 34 a 38 cm
	V497-1EL	V497-2EL	V4910-1EL	V4910-2EL	da 35 a 38 cm	da 35 a 38 cm
	V567-1EL	V567-2EL	V5610-1EL	V5610-2EL	da 35 a 38 cm	da 39 a 42 cm
	V647-1EL	V647-2EL	V6410-1EL	V6410-2EL	da 39 a 42 cm	da 39 a 42 cm
	V727-1EL	V727-2EL	V7210-1EL	V7210-2EL	da 39 a 42 cm	da 43 a 46 cm
	V817-1EL	V817-2EL	V8110-1EL	V8110-2EL	da 43 a 46 cm	da 43 a 46 cm
	V907-1EL	V907-2EL	V9010-1EL	V9010-2EL	da 43 a 46 cm	da 46 a 50 cm
	V107-1EL	V107-2EL	V1010-1EL	V1010-2EL	da 47 a 51 cm	da 46 a 50 cm

*Disponibile con una sola fodera per gli enti locali.

Garanzia 3 anni.



ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 Francia
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax: +33 (0)4 66 02 15 28 – E-mail: contact@askle.com

www.winnicare.fr

Attenta ad un costante miglioramento dei propri prodotti.
ASKLÉ SANTÉ si riserva il diritto di modificarne senza preavviso le caratteristiche tecniche. Foto non contrattuali.

