






GUIDE AU CHOIX DES HOUSSES




	CONFORT	ALÈSE DERMALON	PROMUST PU		PROMUST PU HD		PROMUST CIC
COMPOSITION	100% Polyester	Polychlorure de Vinyl (PVC)	Maille Polyester/Enduction Polyuréthane		Maille Polyester/Enduction Polyuréthane		Maille polyester/enduction Polyuréthane - Polycarbonate
RECOMMANDATIONS D'USAGE	continent	continent	incontinent	incontinent	incontinent	incontinent	incontinent
RESPIRABILITÉ (tx en gr/m2/24h)	-	0	> 600		> 600		> 600
EXTENSIBILITÉ (Bi extensible - maille 4D)	-	-	Bi extensible		Bi extensible		Bi extensible
ANALLERGIQUE	-	-	•		•		•
ANTIBACTÉRIEN	-	-	•		•		•
ANTIMICROBIEN	-	-	•		•		•
IONS ARGENT	-	-	-		-		•
ASSEMBLAGE	Couture	Couture	Couture		Couture		Couture/Soudure
BASE ANTIDÉRAPANTE	-	-	•		•		•
OUVERTURE (Nombre de zips)	Pas de fermeture	Pas de fermeture	zip 1 côté	zip 3 côtés	zip 1 côté	zip 3 côtés	zip 4 côtés
ENTRETIEN							
DESTINATION							

						
MORFÉA®				•	•	
APLOT®			•	•	•	
EPSUS®			•		•	
VSKOA®					•	
GAMME ALOVA®	VMA62			•		
	VMA63	•		•	•	•
	VMA64				•	•
ALOVA® DUO		•			•	
ALOVA® JUNIOR						•
ALOVA® BS				•	•	
ALOVA® 100						•
ALOVA® XL				•		
ALOVA® XXL					•	
STRAT'AIR®				•	•	
AXTAIR ONE® PLUS				•		•
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS					•	•
AXTAIR AUTOMORPHO® AXENSOR						•
AXTAIR® XXL					•	
Dispositifs d'Aides Techniques à la Posture en gel et mousse					•	
GAMME POSTURA® en microbilles						•

CONDITIONNEMENT POUR MATELAS STATIQUES

MATELAS PRÊT À L'EMPLOI

CARTON INDIVIDUEL



- Matelas non compressé
- Prêt à l'emploi

PALETTE BOX




- Dimension palette standard EU : 100x120 cm
- Possibilité de mettre 8 ou 10 matelas
 - ▶ 10 VMAxx ou 8 STRATAIR
- CARTON BOX avec sachet individuel résistant pour livraison individuelle
- Facilité de stockage et de livraison
- Matelas prêt à l'emploi
- Dimensions : 102 x 130 x 166 cm

MATELAS ROULÉ COMPRIMÉ

LES + DU ROULÉ COMPRIMÉ


- ▶ Espace de stockage optimisé
- ▶ Prêt à l'emploi : déroulage immédiat
- ▶ Economique : coûts de transport réduits
- ▶ Ergonomique : facile à transporter
- ▶ Écoresponsable : moins de cartons à recycler

CARTON R/C



- Matelas compressé
- Dimensions : 94 x 40 x 47 cm

CARTON R/C BOX



- Matelas compressé
- Dimensions / 5 : 102 x 65 x 89 cm, possibilité d'en mettre 10

CONDITIONNEMENT POUR MATELAS STATIQUES

		CARTON INDIVIDUEL	PALETTE BOX			CARTON R/C UNITAIRE	CARTON R/C BOX 5 UNITÉS
			8 UNITÉS	9 UNITÉS	10 UNITÉS		
MORFÉA®		VMB14/HIP VMB14/HIPH	-	-	VMB14/HIP-BOX VMB14/HIPH-BOX	VMB14RC1-HIP	VMB14RC-HIP
APLOT®		VA103MB14 VA103MB14/HIP VA103MB14/HIPH	-	-	VA103MB14-BOX VA103MB14/HIP-BOX VA103MB14/HIPH-BOX	VA103MB14RC1	VA103MB14RC VA103MB14RC/HIP VA103MB14RC/HIPH VA103MB14DPYRC
EPSUS®		VE208MB VE208MB/HIPH	-	-	-	-	-
VISKOA®		VMAFR-HIPH VMAFR100-HIPH	-	VMAFR100-HIPH-BOX	VMAFR-HIPH-BOX	-	-
GAMME ALOVA®	VMA62	VMA62C-HIP VMA62C-HIP3	-	-	VMA62-HIP3-190 VMA62-HIP3 VMA62-HIP	VMA62RC1-HIP VMA62RC1-HIP3-190	VMA62RC-HIP VMA62RC-HIP3
	VMA63	VMA63HIPH VMA63CIC VMA63C-HIP3	-	-	VMA63HIPH-BOX VMA63HIP-BOX VMA63-HIP3 VMA63CIC-BOX	VMA63RC1-HIP VMA63RC1-HIP3	VMA63RC-HIPH VMA63RC-HIP3 VMA63RC-HIP VMA63RC-CIC
	VMA64	VMA64HIPH VMA64CIC VMA64HIPH/PC	-	-	VMA64S-CIC-BOX VMA64HIPH-BOX VMA64HIPH/PC-BOX VMA64CIC-BOX	VMA64RC1-HIPH	VMA64RC-CIC VMA64RC VMA64HIPH/PC-RC VMA64RC-HIPH
ALOVA® DUO		VMA70 VMA80 VMA70MBC-HIPH VMA80MBC-HIPH	-	-	-	-	-
ALOVA® JUNIOR		VMS/PEDIA VMA/PEDIA/S VMA/PEDIA/M	-	-	-	-	-
ALOVA™ BS		VMA/BS/HIP VMA/BS/HIPH	-	-	-	-	-
ALOVA® 100		VMA100-CIC VMA100-PUHD	-	-	VMA100-CIC-BOX VMA100-PUHD-BOX	-	-
ALOVA® XL		VMA117XL VMA137XL	-	-	-	VMA117XL/RC VMA137XL/RC	-
ALOVA® XXL		VMA120BAR VMA140BAR	-	-	-	VMA117XXL/RC VMA137XXL/RC	-
STRAT'AIR®		VSTRAT2/HIPV2 VSTRAT2/HIPHV2 VSTRAT2/CIC VSTRAT2/HIPH	VSTRAT2/HIPHV2-BOX	-	-	-	-