

GRÚA **TITAN 250**

CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- Diseño único y elegante con formas redondeadas.
- Mango ancho y apertura eléctrica de las patas para facilitar su manejo.
- Equipo LINAK.



PARA PERSONAS QUE PESAN HASTA 250 KG

LO MÁS DESTACADO

SEGURA

- Peso máximo del paciente: 250kg.
- Equipo LINAK.

PRÁCTICA

- Mando con acople magnético.
- Parada de emergencia.
- Bajada mecánica de emergencia.
- Freno en ruedas traseras.
- Fácil de desmontar en partes.
- Peso: 48kg.

CÓMODA

- Rodadura suave.
- Fácil maniobrabilidad.
- Soporte de rodilla ajustable en ángulo, profundidad y altura.



Mando con acople magnético



Amplia gama de ameses



Amplia apertura de patas



Equipo Linak con batería desmontable



Bajada mecánica de emergencia





Frenado trasero

ARNESSES COMPATIBLES



• Bipedestador

• Bipedestador 2 cinturones



DIMENSIONES

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RUEDAS DELANTERAS cm	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO cm	NORMA	PESO KG
TITAN 250	051-00500	60	170	95	65	105	13	250	8	10	ISO 10535	48

Garantía de 2 años*

- 1 año para las baterías*

* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es

Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.