



UNIVERSAL HAMMOCK

Unikt helsejæl med støtte af hele brugerens krop, samt god siddekomfort.

ANVENDELSE

- Anvendes til mindre aktive brugere, som skal forblive siddende i sejlet i længere perioder.
- Anvendes til forflytninger fra liggende stilling.
- Anvendes til forflytninger i mobile og stationære personløftere.

EGENSKABER

- Sejlet lægges på i liggende stilling fra seng eller badeleje.
- Sejlet giver en god støtte af kroppen, og derved får brugeren en oplevelse af komfort, stabilitet og tryghed.
- Sejlet former sig efter kropsholdningen og giver samtidig brugeren en opret-siddende stilling, der medvirker til en korrekt positionering af brugeren.
- Sejlet har udelte benstropper.
- Sejlet i polyester net er velegnet i badsituationer.

SPECIFIKATIONER

SWL: 275 kg

Materiale:

Polyester net.

Størrelser: XS-S-M-L-XL-XXL

VARENUMRE:

Universal Hammock,
polyester mesh:

	Varenr.	HMI-nr.
XS	009-09673	84984
S	009-09674	84968
M	009-09675	84969
L	009-09676	84970
XL	009-09677	84971
XXL	009-09678	84972




STØRRELSESGUIDE

Løftesejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen.

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen.

Billedet nedenfor viser gul farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse Medium:



	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (hoftemål)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (mål fra nakken til bagdel)	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm



For yderligere specifikationer, kontakt salg@winncare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winncare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winncare.dk for mere info herom.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winncare.com

E-mail: info@winncare.dk

Telefon: +45 70273720

WIN CARE