



WALKING SEJL

Til brugeren, der har brug for ekstra støtte og tryghed ved genoptræning

ANVENDELSE

- Til brugere, som har brug for støtte ved gang eller ståtræning.
- Anvendes i forbindelse med en træning i Ergo Trainer eller stationær personløfter.
- Stropsystemet på sejlet kan anvendes til de fleste 2-punkts åg.

EGENSKABER

- Sejlet er nemt at give brugeren på og har mange tilpasningsmuligheder.
- Det er muligt at justere spændet omkring maven, længden på benstropperne og ved skulderstropperne.
- Sejlet giver brugeren den fornødne tryghed/støtte, hvis brugeren skulle miste balancen under træningen.
- Gåsejlet har aftagelig polstring på skulderstropper og benstropper.
- En farvet strop på ryggen for markering af størrelsen, samt markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved påsætning.
- Elastik i siderne, som sikrer en god pasform til brugeren.
- Muligt at vælge mellem 2 vinkler, når benspænderne skal lukkes. Her ved tages der hensyn til brugernes forskellighed i facon ned om hofte og bagdel.
- Sejlet kan spændes både bagpå og foran.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SWL: 180 kg

Materiale: Polyester

Størrelser: XXS-XS-S-M-L-XL-XL

VARENUMRE

Walking sejle - polyester

	Varenr.	HMI-nr.
XXS	009-09572	107531
XS	009-09883	107535
S	009-09884	107553
M	009-09885	107554
L	009-09886	107555
XL	009-09887	107556



STØRRELSESGUIDE

Løftesejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen.

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen.

Billedet nedenfor viser gul farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse M:



	XXS	XS	S	M	L	XL
Mavemål	62 – 75 cm	76 – 84 cm	85 – 92 cm	93 – 105 cm	106 – 114 cm	116 – 130 cm



For yderligere specifikationer, kontakt [salg@winncare.dk](mailto: salg@winncare.dk). Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winncare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst [salg@winncare.dk](mailto: salg@winncare.dk) for mere info herom.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winncare.com

E-mail: [info@winncare.dk](mailto: info@winncare.dk)

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE