




Le lit XXL Xpress a été conçu pour faciliter :



Prise en charge LPPR

La prise en charge des lits XXL est assurée pour les patients présentant un poids de plus de 135 kg et une perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive.

- Lit médical, lit + 135 kg, location hebdomadaire, lit et accessoires (un seul sommier de largeur minimale de 110 cm; charge limite minimal du patient: : 200 kg) CODE 1249523, tarif 24.00 € TTC (prix unitaire réglementé). Le poids du patient doit être précisé sur la prescription médicale.

- Les fonctions proclive et décline sont impossibles à domicile, ou sous conditions précisent si elles existent.

- Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.

LES + PRODUIT

ERGONOMIE

Amplitude de hauteur variable
de 35 à 81 cm.



RELÈVE-JAMBES À PLICATURE



TÉLÉCOMMANDE RÉTRO-ÉCLAIRÉE ET VERROUILLABLE DE SÉRIE

Le lit XXL XPRESS est doté de série d'un télécommande à infra-rouge rétroéclairée.
Elle est également verrouillable.

OPTIONS



Désignation	XXL X'PRESS
Sommier	120 x 200 cm / 140 x 200 cm
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 15° maxi par crémaillère Version P : Plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 315 kg Poids patient maxi 270 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 30 Kg
Roues	Ø 100 mm à freins sans pare fil
Motorisation	LINAK IP 66 Télécommande verrouillable

