



# XXL DIVISYS®

Le lit XXL DIVISYS a été conçu selon le principe ERGOFIX.

Il s'appuie sur un système breveté de montage et de démontage.



## L'obésité en France

L'obésité concerne 17% des adultes en France (13% dans le monde).

**Elle peut être accompagnée de nombreuses complications :**

- Diabète de type 2
- Maladies cardio-vasculaires
- Hépatiques
- Rénales
- Cancers
- Respiratoires
- Articulaires
- Dermatologiques

Source : INSERM

Photos non contractuelles



## LES + PRODUIT

### PREVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES ET ERGONOMIE

Principe de montage et démontage ergonomiques.


Amplitude de hauteur variable de 35 à 81 cm.

### CONFORT ET HYGIÈNE

Sommier divisible à lattes métalliques soudées

Nouveau boîtier de contrôle CA40 réduisant

les nuisances sonores et vibratoires.



### LATTES MÉTALLIQUES

Sommier divisible à lattes métalliques soudées



### DIFFÉRENTES FINITIONS

Différentes finitions pour le piètement du Lit :

Sur Roues / Sur roues avec jupe / Sur pieds fixes avec jupe.

Désignation	XXL DIVISYS
Sommier	120 x 200 cm / 140 x 200 cm
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 12° maxi par crémaillère Version P : plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 315 kg Poids patient maxi 270 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 30 Kg
Roues	Ø 100 mm à freins sans pare fil
Motorisation	LINAK IP 66 Télécommande verrouillable

### OPTIONS

