



## FICHE TECHNIQUE

B60020

### PROTEGE BASSIN HYPOALLERGENIQUE DR HELEWA AVEC TAMPON ABSORBANT 600ML (X20)

**LIBELLE PACKAGING :** EN - Bedpan liner

#### DESCRIPTION

- Protection des bassins de lit pour confiner les excréta
- Absorption ultra rapide de 600 ml / 20 oz
- Maitrise du risque infectieux et des odeurs

Le sac et son tampon super absorbant Alveol-Technology qui composent le Protège Bassin 600 permettent l'élimination des excréta des patients dépendants dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité, ainsi que la neutralisation des odeurs.

Une mise place facile et rapide du sac protège-bassin 600 permet de recouvrir et protéger intégralement le bassin ; le tampon placé au fond du bassin assure, quant à lui, une absorption ultra-rapide de 600 ml / 20 oz de matières et urines, neutralisant projections et souillures.

Une fois le bassin utilisé, le sac et le tampon se retirent et se ferment facilement et sont prêts à jeter dans les déchets ménagers, ou selon le protocole en vigueur. Le sac et le tampon sont testés dermatologiquement et hypoallergéniques.

#### CARACTERISTIQUES

Dimensions du tampon : 150 x 200mm

#### INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour les patients alités dépendants en établissement de santé ou médico-social, ou transport sanitaire d'urgence



## FICHE TECHNIQUE

B60020

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### COMPOSITION

Sac : polyéthylène 30μ

Tampon super absorbant : Micro-Cellulose & Polymères Super Absorbants C5 (Acrylic Acid Polymer Sodium Salt)  
+ papier de soie absorbant (pâte de cellulose PW416)

600 x 400 mm

Latex ? non

BPA ? non

Phtalates CMR ? non

Considéré comme médicament ? non

Origine animale ou végétale ? non

Stérile ? non

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.

## FICHE TECHNIQUE

B60020

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

EMDN : A060399
Classe dispositif médical : I
OPERATEURS ECONOMIQUES :
FABRICANT : DIDACTIC

### INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 48189010

Référence	UNITE		BOITE		CARTON		PALETTE	
	EAN	QTE	EAN	QTE	EAN	QTE	EAN	QTE
B60020	3661809029950	20	3661809029967	20	3661809029974	360		10800

Référence	UNITE		BOITE		CARTON		PALETTE	
	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
B60020			11.50 x 11.50 x 20.00	.900	37.00 x 37.00 x 42.00	16.900		

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg