



FICHE TECHNIQUE C60020

PROTEGE SEAU HYPOALLERGENIQUE DR HELEWA AVEC TAMPON ABSORBANT 600ML (X20)

LIBELLE PACKAGING : EN - Commode liner

DESCRIPTION

- Protection des seaux de chaise pour confiner les excréta
- Absorption ultra rapide de 600 ml / 20 oz
- Maitrise du risque infectieux et des odeurs

Le sac et son tampon super absorbant Alveol- Technology qui composent le Protège Seau 600 permettent l'élimination des excréta des patients dépendants dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité, ainsi que la neutralisation des odeurs. Une mise place facile et rapide du sac Protège Seau 600 permet de protéger le seau ; le tampon placé au fond du seau assure, quant à lui, une absorption ultra-rapide de 600 ml / 20 oz de matières et urines, neutralisant projections et souillures. Une fois le seau utilisé, le sac et le tampon se retirent et se ferment facilement ; ils sont prêts à jeter dans les déchets ménagers, ou selon le protocole en vigueur.

CARACTERISTIQUES

Dimensions du tampon : 150 x 200mm

INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour les patients en maintien ou en hospitalisation à domicile, Ephaad ou en centre de rééducation fonctionnelle.

INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION

Sac : polyéthylène 30µ

Tampon super absorbant : Micro-Cellulose & Polymères Super Absorbants C5 (Acrylic Acid Polymer Sodium Salt) + papier de soie absorbant (pâte de cellulose PW416)

520 X 400 mm

Latex ? non

BPA ? non

Phtalates CMR ? non

Considéré comme médicament ? non

Origine animale ou végétale ? non

Stérile ? non

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.



FICHE TECHNIQUE

C60020

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

EMDN : A060399
Classe dispositif médical : I
Organisme notifié DM : NA
directive(s) - règlement(s) européen(s) : NA
AQL : 1.5 pour visuel, 0.1 pour majeur, 0 pour critique
OPERATEURS ECONOMIQUES :
FABRICANT : DIDACTIC

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 48189010
Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur

Référence	UNITE		BOITE		CARTON		PALETTE	
	EAN		EAN	QTE	EAN	QTE	EAN	QTE
C60020	3661809030017		3661809030024	20	3661809030031	360		10800

Référence	UNITE		BOITE		CARTON		PALETTE	
	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
C60020			11.50 x 11.50 x 20.00	.870	37.00 x 37.00 x 42.00	16.100		

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg