



TRITON
DUAL 150

Fauteuil de douche motorisé,
réglable en hauteur et inclinable



ACCESSOIRES POUR TRITON DUAL 150

Appui-têtes disponibles



Appui-tête (de série)

Référence

047-10300



Appui-tête (taille S) Petite tête

Référence

047-10301



TRITON
DUAL 150



Assises disponibles



PU siège / chaise de toilette
avec un trou rond (fauteuil de douche)

Référence

047-10317



Assise pleine
pour trou rond

Référence

047-10317



Assise pleine (compatible avec
assise toilette de série)

Référence

047-00266



Assise ouverte hygiène

Référence

047-00272



Assise toilette
diamètre trou réduite

Référence

047-00273


Accoudoirs disponibles



Barre de maintien
amovible entre accoudoirs

Référence

047-00359



Accoudoirs plus larges
(+50mm de chaque côté) - par paires

Référence

047-10302



Accoudoirs verrouillables par paires
évite la manipulation par le patient
risque de chute

Référence

047-10328




Jeu poignées escamotables
adaptable sur tous les types
d'accoudoirs

Référence

047-10331

Autres options disponibles



**Cale-tronc à l'unité
côté droit ou gauche**

Référence

047-00360



**Roue directionnelle
avec frein individuel (de série)**

Référence

047-10316



Repose-jambe articulé

Référence

047-00606



Ceinture de jambe

Référence

047-00607



**Repose moignon
d'amputation Gauche**

Référence

047-00361



**Repose moignon
d'amputation Droite**

Référence

047-00362



**Sangle de mollets
pour repose-pieds - par paires**

Référence

047-00350



**Dossier rigide en PU
(Polyuréthane)**

Référence

047-10303

Options seaux disponibles



Couvercle de bassin de lit

Référence

047-00915



Bassin de lit (de série)

Référence


047-00915



**Seau hygiénique
en acier inoxydable avec couvercle**

Référence

047-00914



Support pour seau hygiénique

Référence


047-00517



**Seau hygiénique rond
avec couvercle**

Référence

047-00913




**Support pour seau hygiénique
en plastique**

Référence

047-10312

LES PLUS PRODUITS

- ▶ Hauteur variable électrique.
- ▶ Inclinaison de l'assise électrique, dissociée de la hauteur variable pour une optimisation des possibilités de réglages.
- ▶ Compatible avec les tunnels de lavage (motorisation LINAK IPX6 WASHABLE).
- ▶ Résistance à la corrosion des surfaces métalliques par double revêtement Epoxy
- ▶ Fonction de transport ergonomique et sécurisé de l'usager/utilisateur/patient.
- ▶ 2 boutons de mémoire sur la télécommande.
- ▶ Appui-tête avec plusieurs réglages dans les 3 dimensions.
- ▶ Conçu pour s'adapter à toutes les toilettes standards et pour un usage sous la douche.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Poids maximum de l'usager	150 kg
Distance entre les accoudoirs	470 mm
Profondeur de l'assise	430 mm
Largeur d'assise	460 mm
Amplitude	552-930 mm
Largeur totale	620 mm
Longueur hors-tout	840-1000 mm

Hauteur hors appui-tête	1119-1497 mm
Poids	38 kg
Degrés inclinaison de l'assise	+7°/-30°
Classe de protection IP	IPx6 Washable
Temps de charge max	4 heures
Autonomie de la batterie	80-100 cycles

Code 09 33 07 selon NF EN ISO 9999:2016 "Dispositif permettant de rester assis pendant la douche" associé au code 09 12 03 "chaise percée" le cas échéant.

