

ATTESTATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

N° ESC 24 - 003

Demandeur : **WINNCARE France**

Le Pas du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit

Sites de production

Zone Actiparc de Grézan, 200 rue Charles Tellier, 30034 Nîmes (France)

N°SIRET : 950 020 18000036

Zone Actipole, 2 rue de Saint-Coulban, 35540 MINIAC-MORVAN (France)

N°SIRET : 321 484 79200056

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s) :

Matelas VITA FORM 4

Référence de l'échantillon testé: 17.17413J

équipé(s) de :

Support (Mousse viscoélastique 100% Polyuréthane > 75 kg/m³ - 65 mm + Mousse HR37035 > 34 kg/m³ - 120 mm)

Housse 17.17413JH (Promust PU - PES 42% PU 58% - 120 ± 10 g/m² - 400 ± 50 µm - Bleu)

remplit(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA :

Pour les tests matériaux : n° MA 24-0089-0788, MA 24-0089-0787, MA 24-0089-0789, MA 24-0089-0790, RES 230091 01, MA 23-0014-0156, MA 23-0014-0155, MA 23-0014-0157, MA 23-0014-0153, MA 23-0014-0158, MA 23-0014-0154, MA 23-0014-0164, MA 23-0014-0165, MA 23-0014-0161, MA 23-0014-0166, MA 23-0014-0162, MA 23-0014-0198, MA 23-0014-0199, MA 23-0014-0163, MA 23-0014-0160, MA 24-0089-0796

Pour les tests feu : n° FE 24-0186-1162, FE 24-0186-1163

Pour les mesures de répartition de pression : n° MA 24-0089-0792, MA 24-0089-0793, MA 24-0089-0795

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Champs Sur marne, le 26/09/2024

Suivi du dossier

Responsable du laboratoire

10, rue Galilée
77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0)1 72 84 97 84

FCBA

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

www.fcba.fr