

# ATTESTATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

## N° ESC 26-002

**Demandeur :** WINNCARE France  
4, Le Pas du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit  
Site de production WINNCARE France  
200 rue Charles Tellier  
Actiparc de Grézan  
30000 Nîmes  
N°SIRET : 950 020 180 00036

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

**Support à air motorisé AXTAIR AUTOMORPHO® Plus**  
Références : VAXT4/AUTO-PA, VAXT4/AUTO100-PA, VAXT4/AUTO120-PA

équipé(s) de : ou constitué(s) de :

**Compresseur** référence VAXT/PAUTOP

**Surmatelas à air motorisé** à pression alternée d'une hauteur de plus de 11 cm d'air thérapeutique

**Support** (100% Polyether TPU - 80 mm)

**Housse PROMUST PU HD** réf. THPH/AXT-H : Dessus: Maille 48% Polyester + Enduction 52% Polyuréthane - 210 ± 10 g/m<sup>2</sup> - 525 ± 25 µm - Bleu Gris - Dessous: textile polyuréthane - polychlorure de vinyle antidérapant

**Housse PROMUST CIC** réf. THCIC/AXT90-H : Dessus Maille 58% Polyester + Enduction 42% PU Polycarbonate - 230 ± 10 g/m<sup>2</sup> - 475 ± 25 µm - Bleu - Dessous: textile polyuréthane - polychlorure de vinyle antidérapant

**Enveloppe** (100% Polyether TPU - 300 µm - Transparente/Opaque)

Dimension totale : Longueur >194 cm x Largeur >86 cm

remplit(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations (CNEDiMTS) relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:

**Pour les tests matériaux** : n° MA 23-0014-0146, MA 23-0014-0148, RES 236435 01, MA 23-0014-0149, MA 26-0019-0192, MA 22-0071-0649, MA 22-0071-0651, RES 230091 01, MA 22-0071-0652, MA 26-0019-0193, MA 26-0019-0191, MA 26-0019-0189, MA 26-0019-0190, MA 22-0071-0657, MA 22-0071-0654, MA 22-0071-0655, MA 22-0071-0656

**Pour les tests feu** : n° FE 26-0067-0365, FE 26-0067-0366, FE 26-0067-0363, FE 26-0067-0364

**Pour les mesures de répartition de pression** : n° MA 26-0019-0187, MA 26-0019-0188

**Pour la notice d'utilisation** : n° MA 26-0019-0186

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Champs sur Marne, le 13/04/2026

Suivi du dossier

Responsable de section

*[Signature]* *[Signature]*

# CERTIFICATE OF TECHNICAL COMPLIANCE

## N° ESC 26-002 / EN

Client : **WINNCARE France**

4, Le Pas du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit  
Site de production WINNCARE France  
200 rue Charles Tellier  
Actiparc de Grézan  
30000 Nîmes  
N°SIRET : 950 020 180 00036

*The product(s) mentioned below:*

**Dynamic Air Support AXTAIR AUTOMORPHO® Plus**

Reference(s) : VAXT4/AUTO-PA, VAXT4/AUTO100-PA, VAXT4/AUTO120-PA

*supplied as, or composed of:*

**Compressor** reference VAXT/PAUTOP

**Overlay Mattress : Type Air Dynamic** : Alternating Pressure with a therapeutic air height of > 11cm

**Base** : 100% Polyether TPU - 80 mm thickness

**Cover** in PROMUST PU HD ref. THPH/AXT-H - Upper Surface : 48% Polyester yarn with 52% Polyurethane Coating -  $210 \pm 10$  g/m<sup>2</sup> -  $525 \pm 25$  µm - Blue - Lower Surface: Anti Slip Polyurethane/Polyvinyl chloride coated fabric

**Cover** in PROMUST CIC ref. THCIC/AXT90-H - Upper Surface : 58% Polyester yarn with 42% Polyurethane-Polycarbonate Coating -  $230 \pm 10$  g/m<sup>2</sup> -  $475 \pm 25$  µm - Blue - Lower Surface: Anti Slip Polyurethane/Polyvinyl chloride coated fabric

**Air Cell material** : 100% Polyether TPU, Transparent/Opaque, Nominal Thickness 300 µm

Overall size : Length  $\geq$  194 cm x Width  $\geq$  86 cm

*meets the requirements of the standards or technical specifications currently in place :*

**According to the protocole provided by the CNEDIMTS applicable to Cushions, Mattresses and Overlay Mattresses for help in the prevention and treatment of Pressure Ulcers dated 22 December 2009.**

*according to the observations and test results noted in the following FCBA reports:*

**Material Properties** : n° MA 23-0014-0146, MA 23-0014-0148, RES 236435 01, MA 23-0014-0149, MA 26-0019-0192, MA 22-0071-0649, MA 22-0071-0651, RES 230091 01, MA 22-0071-0652, MA 26-0019-0193, MA 26-0019-0191, MA 26-0019-0189, MA 26-0019-0190, MA 22-0071-0657, MA 22-0071-0654, MA 22-0071-0655, MA 22-0071-0656

**Fire Behaviour** : n° FE 26-0067-0365, FE 26-0067-0366, FE 26-0067-0363, FE 26-0067-0364

**Pressure Distribution** : n° MA 26-0019-0187, MA 26-0019-0188

**User Manual** : n° MA 26-0019-0186

Any modification made to the product presented and tested may invalidate this Certificate of Technical Compliance. Any changes to the product must be notified in writing as soon as possible to the FCBA Laboratory, who will determine if further testing is necessary.

This Certificate of Technical Compliance only concerns the product (s) submitted for testing by the Client. It cannot be used as a guarantee of constant quality of production. The FCBA cannot ensure or guarantee that the product(s) tested have not subsequently been modified and that they remain manufactured and marketed according to the original specifications.

Champs sur Marne, 13/04/2026

Supervised by:

Head of Department: