



GUIDE AU CHOIX DES LITS

POUR PATIENT EN PERTE D'AUTONOMIE TRANSITOIRE OU DÉFINITIVE

FABRICATION FRANÇAISE



Lits de Maintien à Domicile

Lits médicalisés pour couple | Lits médicalisés bariatrique

Lits médicalisés pour Collectivités

Lit médicalisé pour enfant

ENVIRONNEMENT D'APPLICATION <small>(voir description des environnements p. 55)</small>	1 & 2 Soins intensifs ou de courte durée à hôpital
	3 Soins de longue durée en établissement spécialisé
	4 Soins dispensés à domicile
	5 Soins externes (ambulatoires)

	Urgences	Urgences	Urgences, SSR/CRRF, MCO	SSR / CRRF
ENVIRONNEMENT D'APPLICATION	✓	✓	✓	✓
Fonctions Proclive / Déclive	✗	✗	✗	✗
Personnes présentant un risque de chute	-	✓	-	-
Grande largeur / Bariatrique	-	-	✓	-
Poids Patient (Kg)	135	135	270	135
CFS (kg)	170	170	315	170
Largeur du sommier (cm)	90	90	120 ou 140	90
Longueur du sommier (cm)	200	200	200	200
Amplitude de hauteur variable (cm)	34 - 84	24 - 80	35 - 81	34 - 84
Code location LPPR si éligible ⁽²⁾	1241763	1241763	1249523	1241763
Code achat LPPR si éligible ⁽²⁾	6231746	6231746	6231746	6231746

	Lits médicalisés pour couple	Lits médicalisés bariatrique
ENVIRONNEMENT D'APPLICATION	-	SSR/CRRF, MCO
Fonctions Proclive / Déclive	✗	✗
Personnes présentant un risque de chute	-	-
Grande largeur / Bariatrique	✓	✓
Poids Patient (Kg)	270	270
CFS (kg)	315	315
Largeur du sommier (cm)	140 ou 160	120 ou 140
Longueur du sommier (cm)	200	200
Amplitude de hauteur variable (cm)	34 - 74	35 - 81
Code location LPPR si éligible ⁽²⁾	-	1249523
Code achat LPPR si éligible ⁽²⁾	6231746	6231746

	ALDRYS	ALDRYS CONFORT 100
ENVIRONNEMENT D'APPLICATION	SSR	SSR
Fonctions Proclive / Déclive	✗	✗
Personnes présentant un risque de chute	✓	✓
Grande largeur / Bariatrique	-	-
Poids Patient (Kg)	135	135
CFS (kg)	170	170
Largeur du sommier (cm)	90	100
Longueur du sommier (cm)	200	200
Amplitude de hauteur variable (cm)	24 - 80	24 - 80
Code location LPPR si éligible ⁽²⁾	1241763	1241763
Code achat LPPR si éligible ⁽²⁾	-	-

	AERYS	AERYS CONFORT 100	AERYS XXL 120
ENVIRONNEMENT D'APPLICATION	-	SSR / CRRF	SSR / CRRF
Fonctions Proclive / Déclive	✓	✓	✓
Personnes présentant un risque de chute	✓	✓	✓
Grande largeur / Bariatrique	-	-	✓
Poids Patient (Kg)	185	185	270
CFS (kg)	220	220	315
Largeur du sommier (cm)	90	100	120
Longueur du sommier (cm)	200	200	200
Amplitude de hauteur variable (cm)	25 - 80	25 - 80	24 - 72
Code location LPPR si éligible ⁽²⁾	-	-	-
Code achat LPPR si éligible ⁽²⁾	6231746 sous conditions	-	6231746 sous conditions

	KALIN
ENVIRONNEMENT D'APPLICATION	MCO
Fonctions Proclive / Déclive	✗
Personnes présentant un risque de chute	-
Grande largeur / Bariatrique	-
Poids Patient (Kg)	70
CFS (kg)	115
Largeur du sommier (cm)	80
Longueur du sommier (cm)	170
Amplitude de hauteur variable (cm)	30 - 76
Code location LPPR si éligible ⁽²⁾	1283879
Code achat LPPR si éligible ⁽²⁾	6231746

(1) Éligible au remboursement LPPR (art. L165-1 du code de la sécurité sociale), sans fonction Proclive-déclive sauf avis du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie.

(2) Éligible au remboursement LPPR (art. L165-1 du code de la sécurité sociale) à la location ou à l'achat selon les indications fixées.

Tous nos lits sont conformes aux exigences de la norme NF EN 60601-2-52 édition 1

