



MAD

ABÉLIA*



Accessibilité & Fiabilité



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collé RAL 7030
- ▶ Main courante métal peint RAL 7030

MADELIA



Economie & Praticité



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collé RAL 7030

MEDIDOM



Élégance & Intemporalité



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Dragonnier Clair
- ▶ Chants assortis



Panneau pied

- ▶ Décor intérieur Dragonnier Clair
- ▶ Chants assortis

KALIN

Spécifique lit Kalin



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collé RAL 7030

COLLECTIVITÉ

SERENIA



Résistance & Légèreté



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collé RAL 7030



Panneau pied

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants assortis renforcés avec **montant métallique**
- ▶ Main courante métal peint RAL 7030

MEDIDOM



Élégance & Intemporalité



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Dragonnier Clair
- ▶ Chants assortis



Panneau pied

- ▶ Décor intérieur Dragonnier Clair
- ▶ Chants assortis

MADELIA



Economie & Praticité



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collé RAL 7030

WINNEA

Hygiène & Résistance



Panneau tête

- ▶ Décor Magnolia
- ▶ Entourage RAL 1013
- ▶ Panneau tête escamotable



Panneau pied

- ▶ Décor Magnolia
- ▶ Entourage RAL 1013
- ▶ Option porte couverture

CARMEN*



Esthétisme & Fiabilité



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collé RAL 7030



Panneau pied

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collé RAL 7030
- ▶ Main courante métal peint RAL 7030

AUZENCE

Robustesse & Authenticité



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collé RAL 7030

VAL DE VIE

Solidité & Convivialité



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collé RAL 7030

* Les panneaux Abélia et Carmen sont compatibles avec l'ensemble de nos accessoires : barrières et SAM.

DÉCORS EN MÉLAMINÉ ET CHANTS ASSORTIS

PANNEAUX DE LIT (ET MOBILIER – voir section Mobilier)



Érable Kiruna (1)



Orme Baron



Dragonnier Clair (1)



Chêne Lindberg (1)




Armagnac (1)



Dragonnier Gris (1)



Frêne de Portland (1)



Craie



Magnolia*



Rose (2)



Cadiz (2)



Hudson*



Rouge Siena

DES ENTOURAGES

BARRIÈRES BOIS (ET CHÂSSIS DES FAUTEUILS – voir section Mobilier)

VERNIS



Hêtre Clair



Merisier Pourpre




Hêtre Foncé



Érable After Eight

LAQUE



RAL 9016



RAL 1013



RAL 7030



RAL 8025



RAL 8004



RAL 7016

(1) Compatible avec panneaux CARMEN et MEDIDOM
épaisseur 30 mm

(2) Compatible avec panneaux KALIN épaisseur 30 mm

* Coloris également disponibles sur des panneaux en Compact



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PANNEAUX

PANNEAUX	LARGEUR DU SOMMIER (Dimension en cm)						DIMENSIONS (Dimension en mm)	MATÉRIAUX ⁽¹⁾		COLORIS STANDARDS		COLORIS INCOMPATIBLES
	80	90	100	120	140	160		PANNEAUX	MAINS COURANTES	Intérieur décor	Chants / métal	
											(main courante, bouchons polyéthylène, ...)	
SERENIA		•	•	•	•	•	19	Agglo	Acier	Chêne Lindberg	RAL 7030 (chants, mains courantes et renfort en métal)	N/A
SERENIA pour demi-barrières aluminium		•	•	•	•		19	Agglo	Acier			
MADELIA		•					19	Agglo	-	Chêne Lindberg	RAL 7030 (chants)	N/A
ABÉLIA		•	•	•	•	•	19	Agglo	Acier	Chêne Lindberg	RAL 7030 (chants ABS collés RAL, mains courantes et bouchons polyéthylène)	N/A
ABÉLIA pour demi-barrières aluminium		•	•	•	•		19	Agglo	Acier			
CARMEN		•	•	•	•	•	30	Agglo	Acier (pied)		Chêne Lindberg (chants)	Orme Baron, Craie, Magnolia, Rose, Cadiz, Hudson, Rouge Siena
CARMEN réserv. bar.bois		•	•	•	•	•	30	Agglo	Acier (pied)	Chêne Lindberg		
CARMEN HÔTELIER		•					30	Agglo	Acier (pied)		RAL 7030 (main courante)	
CARMEN pour demi-barrières aluminium		•	•	•	•		30	Agglo	Acier			
VAL DE VIE		•					30	Massif / Agglo	Massif	Chêne Lindberg	Chêne Lindberg (chants ABS)	N/A
VAL DE VIE réserv. bar.bois		•	•				30	Massif / Agglo	Massif		RAL 7030 (mains courantes, montant)	
AUZENCE		•		•	•	•	44	MDF / Montants Massif	Acier	Dragonnier gris	RAL 7030 (Chants, mains courantes)	N/A
MEDIDOM		•	•	•	•	•	30	Agglo	-	Dragonnier Clair	Dragonnier Clair (chants)	Orme Baron, Craie, Magnolia, Rose, Cadiz, Hudson, Rouge Siena
MEDIDOM HÔTELIER		•					30	Agglo	-			
WINNEA FIXE (pied)		•	•	•			8	Acier / Compact	Acier	Compact Crème	RAL 1013 (mains courantes)	Tous sauf Compact Crème, Magnolia, Hudson
WINNEA ESCAMOTABLE (tête)		•	•	•			8	Acier / Compact	Acier			
WINNEA DESIGN		•					40	Polypropylène		Gris	RAL 7047	
KALIN	•						30	Agglo	-	Chêne Lindberg	Chêne Lindberg (chants ABS)	Orme Baron, Craie, Magnolia, Hudson, Rouge Siena



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PANNEAUX

PANNEAUX	COMPATIBILITÉ SAM & BARRIÈRES					DIMENSIONS Du dessus du sommier, jusqu'au haut du panneau (tête/pied)	DIMENSIONS HORS TOUT DU LIT EN CM (Hors accessoires) (Données à ajouter à la largeur et longueur du sommier)		CLASSEMENT FEU
	SAM	Barrière ¾ métal	Barrières bois	Demi-barrières alu	New'ee		LARGEUR	LONGUEUR ⁽²⁾	
SERENIA	✓	✓	✗	✗	✓	39	19	7	M3
SERENIA pour demi-barrières aluminium	✗	✗	✗	✓	✓	39	23	7	M3
MADELIA	✓	✓	✗	✗	✓	35	10	6	M3
ABÉLIA	✓	✓	✗	✗	✓	36	10	7	M3
ABÉLIA pour demi-barrières aluminium	✗	✗	✗	✓	✓	39	18	8	M3
CARMEN	✓	✓	✗	✗	✓	41	17	9	M3
CARMEN réserv. bar.bois	✗	✗	✓	✗	✓	44	17	9	M3
CARMEN HÔTELIER	✗	✓	✗	✗	✓	41	24	9	M3
CARMEN pour demi-barrières aluminium	✗	✗	✗	✓	✓	48	18	9	M3
VAL DE VIE	✓	✓	✗	✗	✗	46/39	6	9	M3
VAL DE VIE réserv. bar.bois	✗	✗	✓	✗	✗	43,6	13	9	M3
AUZENCE	✓	✓	✗	✗	✗	40	6	11	M3
MEDIDOM	✓	✓	✗	✗	✓	37/14	6	8	M3
MEDIDOM HÔTELIER	✗	✓	✗	✗	✓	37/14	20	8	M3
WINNEA FIXE (pied)	✓	✓	✗	✗	✗	48/44	15	13	M2
WINNEA ESCAMOTABLE (tête)	✓	✓	✗	✗	✗	45	15	13	M2
WINNEA DESIGN	✓	✓	✗	✗	✗	45	15	13	M3
KALIN	✗	✗	✓	✗	✗	43	13	8	M3

Nos lits et leurs accessoires sont conçus et fabriqués dans le respect des exigences essentielles qui leur sont applicables. Nous les avons soumis à des tests d'essai normalisés dans leurs configurations commerciales incluant des panneaux et des accessoires de notre fabrication, afin de vous assurer une sécurité et une performance maximales. Par conséquent, seule l'utilisation de panneaux et accessoires d'origine conditionne le maintien des clauses de garantie du bien au contrat et vous assure une utilisation sécurisée du lit médical et de ses accessoires.

WinnCare décline toute responsabilité dans le cas d'une combinaison non spécifiée ci-dessus.

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*

Garantie panneaux et accessoires 2 ans*

*Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations

⁽¹⁾ Agglo = Aggloméré avec chants ABS / MDF = Médium / Massif = Massif vernis ou laqué

⁽²⁾ LONGUEUR DU SOMMIER : 200 cm pour lit 90/100/120/140/160 cm et 160 cm pour lit 80 cm