

À commander sur le site (30) Nîmes



Score sur l'Échelle de Braden



ÉLEVÉ



ALOVA

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**



20 ≤ 200 kg selon les tailles



Housse



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D



69,00€ avec PLV taille standard
81,00€ avec PLV coussin technique
Codes suivant les réfs - voir tableaux

	CODE LPPR	TARIF AVEC PLV (€TTC)
Coussin ALOVA GALBÉ, standard	1280036	69,00
Coussin ALOVA GALBÉ, standard < 38cm	1256546	81,00
Coussin ALOVA GALBÉ, standard < 45cm	1276951	81,00
Coussin ALOVA GALBÉ, Technique butée pelvienne et XL	1223297	81,00

LES + PRODUIT

- 16 tailles, 3 hauteurs disponibles pour répondre à tous les besoins et s'intégrer dans le fauteuil adapté.
- Prévention renforcée des risques d'escarres ischiatiques et coccygiennes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme (80kg/m³) favorisant l'immersion du corps dans la matière pour augmenter les points de contact et réduire ainsi les valeurs de pressions maximales.
- ▶ Décharge sacro-coccygienne intégrée pour une prévention renforcée des risques d'escarres.
- ▶ Déclive du coussin pour réduire le risque de glissé avant.
- ▶ Galbe au niveau des cuisses pour favoriser leur bon alignement.
- ▶ Rotateur externe pour un maintien des membres inférieurs en légère abduction et réduire des appuis cutanés dommageables.
- ▶ Housse de protection amovible, extensible, et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée.
- ▶ Base de la housse inférieur anti-dérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise

LES 3 DÉCLINAISONS

COUSSIN GALBÉ ALOVA®



COUSSIN GALBÉ ALOVA® avec soutien pelvien



butée pelvienne incorporée directement dans la housse

COUSSIN GALBÉ ALOVA® XXL



Épaisseur de 9 cm de mousse bi-strates



ERGONOMIE

Étiquette pour indiquer la position du coussin



HOUSSE PROMUST PU

(Jersey enduit polyuréthane)
amovible, extensible et respirante



BASE ANTI-DÉRAPANTE

Pour limiter les effets de glissé avant



POIGNÉE

Pour faciliter les transferts

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LARGEUR CM	PROFONDEUR CM	HAUTEUR CM mini / maximum*	POIDS PATIENT KG
COUSSIN ALOVA GALBÉ STANDARD	VCAG3636	36	36	6 < 9	20 à 80
	VCAG4343	43	43	6 < 9	30 à 100
	VCAG4340	43	40	6 < 9	30 à 90
	VCAG4540	45	40	6 < 9	30 à 120
	VCAG3841	38	41	6 < 9	30 à 90
	VCAG4041	40	41	6 < 9	30 à 90
	VCAG4341	43	41	6 < 9	30 à 100
	VCAG4043	40	43	6 < 9	30 à 90
	VCAG4544	45	44	6 < 9	30 à 120
	VCAG5044	50	44	6 < 9	30 à 135
	VCAG4347	43	47	6 < 9	30 à 120
	VCAG5250	52	50	7 < 10	120 à 160
	VCAG5450	54	50	7 < 10	120 à 160
	VCAG5650	56	50	7 < 10	120 à 200
COUSSIN ALOVA GALBÉ TECHNIQUE BUTÉE PELVIENNE	VCAG6050	60	50	7 < 10	120 à 200
	VCAG4343XL	43	43	9 < 12	30 à 110
	VGAG5044XL	50	44	9 < 12	30 à 135
	VCAG3841BP	38	41	6 < 9	30 à 90
	VCAG4041BP	40	41	6 < 9	30 à 90
	VCAG4341BP	43	41	6 < 9	30 à 100
	VCAG4343BP	43	43	6 < 9	30 à 100
	VCAG4544BP	45	44	6 < 9	30 à 120
	VCAG5044BP	50	44	6 < 9	30 à 135
	VCAG4347BP	43	47	6 < 9	30 à 120

* Hauteur mini = Hauteur du coussin mesurée en fond de galbe / Hauteur maximum = hauteur totale du coussin

Protection compatible avec les produits détergent-désinfectants d'usage hospitalier.