

Pinces de préhension



Les pinces de préhension permettent aux personnes à mobilité réduite de saisir de petits objets à distance.

Ces aides techniques répondent à plusieurs besoins :

elles permettent aux utilisateurs ne pouvant se déplacer d'accéder à des objets dans leur environnement immédiat ; et elles permettent aux personnes ayant des troubles de la motricité des bras et épaules, et/ou ayant des difficultés de flexion de tronc, de saisir des objets qu'elles ne pourraient atteindre sans elles.



Pince classique



- Permet de saisir les matériaux les plus fins (papier, carton, mouchoirs, tissus...).
- Les petits objets métalliques peuvent être ramassés grâce à l'aimant situé au bout de la pince.
- La forme ergonomique de sa poignée facilite la préhension et limite les tensions dans la main.
- 2 longueurs suivant la morphologie du patient.

	Dimensions	Références	Entretien	Composition
Pince classique	65 cm	CT05PCP65	Nettoyage par essuyage	Barre d'Aluminium, Nylon, Corde en polyester, Rivets en acier, Ressorts en acier inoxydable, SEBS, Aimant.
	82 cm	CT05PCP82		

Pince à tête pivotante



- Permet d'atteindre les endroits les plus difficiles en toute facilité.
- Sa tête rotative oriente la pince pour diminuer les contraintes du poignet.
- Sa forme particulière permet d'attraper des objets plus lourds (même en hauteur).
- La forme ergonomique de sa poignée facilite la préhension et limite les tensions dans la main.
- 2 longueurs suivant la morphologie du patient.

	Dimensions	Références	Entretien	Composition
Pince à tête pivotante	65 cm	CT05PIP65	Nettoyage par essuyage	Barre d'Aluminium, Nylon, Corde en polyester, Rivets en acier, Ressorts en acier inoxydable, SEBS, Aimant.
	82 cm	CT05PIP82		

Pince standard



- Cette pince permet de ramasser les objets au sol sans se baisser ou de saisir ceux placés en hauteur.
- Elle est également munie d'un aimant pour ramasser les petits objets métalliques.
- Poignée avec forme ergonomique pour éviter les tensions dans la main.

	Dimensions	Référence	Entretien	Composition
Pince standard	60 cm	CT03PIN60	Nettoyage par essuyage	Tube aluminium, Poignée ergonomique : ABS Embout aimanté et crochet

Photos non contractuelles



The Helping Hand Company
Bromyard Road, Ledbury, Herefordshire HR8 1NS (UK)

Dispositifs médicaux
de classe 1



Aides à l'habillage



Chausse pied

Doté d'un long manche pour aider les personnes qui ont des difficultés à se baisser pour mettre leurs chaussures. Une boucle de suspension est reliée au manche pour pouvoir suspendre le chausse pied et le rendre ainsi à portée de main.

Chausse pied métal
Matériaux : Métal
Longueur du manche : 60 cm

Réf. : CT02CHA01

Chausse pied classique
Matériaux : Plastique
Longueur du manche : 53 cm


Réf. : CT05CHP53



Enfile bas

- Les longues sangles flexibles de l'enfile-bas permettent à une personne ayant du mal à se courber, de tirer facilement vers lui l'enfile-bas.
- La face intérieure de l'enfile bas est glissante pour le monter facilement et la face extérieure est antidérapante pour agripper la chaussette.
- Grâce à sa composition flexible et à son fonctionnement universel, il s'adapte facilement à toutes les morphologies.

Réf. : CT01ENB04



Enfile bouton

- Enfile bouton pour tirer plus facilement le bouton à travers les boutonnières de la chemise et d'une seule main.
- Confortable en main avec poignée ergonomique.

Enfile bouton
Longueur : 16 cm
Diamètre : 3,5 cm
Poids : 72 g

Réf. : CT01ENF03



Enfile bas douceur

- Cet enfile-bas ou chaussettes est particulièrement recommandé pour les pieds et les peaux fragiles.
- Son tissu bouclette douceur permet d'enfiler facilement chaussettes et bas en toute souplesse et sécurité.
- Utilisation : chaussettes et bas classiques ou de contention.

Réf. : CT05EBD01



Les conseils d'Aurélie CLÉREMB AUX

Ergothérapeute D.E.

Le verre paille permet aux personnes ayant des troubles de la déglutition de s'hydrater en limitant le risque de fausse route.

La forme du verre ergo facilite la préhension. Sa couleur permet de mieux le repérer dans l'espace. Pour ces deux raisons, il est particulièrement indiqué pour les personnes souffrant d'Alzheimer.



Coussin & barre



Indication

Pour personne : à mobilité réduite, ayant des difficultés à se lever.



Coussin souple rotatif

- Fabriqué en mousse recouverte de tissu antidérapant à sa base.
- Ce coussin rotatif souple est un dispositif d'aide à la mobilité très pratique pour les mouvements de rotation sur soi-même.
- Facilite les transferts pivotants grâce à sa matière antidérapante présente sur les surfaces supérieure et inférieure. De plus, ce disque est doté d'un rembourrage de mousse pour un meilleur confort d'assise.
- Peut être utilisé sur un siège de voiture, une chaise ou bien un lit.

Réf. : CT01COU04




Barre d'appui de lit

- La barre d'appui procure au patient une aide pour entrer et sortir de son lit.
- Prévenir le risque de chutes tout en favorisant l'autonomie du patient.
- Stabilité optimale avec un double maintien sur les pieds et sous le matelas.
- Solide et design avec armature acier blanche.
- Adaptable, la longueur sous le lit est ajustable de 89 à 114cm. Elle est utilisable sur un lit une place et deux places.
- Hauteur minimale du sol au sommier : 41,5 cm.

Réf. : CT01BAR01

Balles et pédalier



Balle de rééducation

Cette balle est l'outil idéal pour la rééducation de la main et/ou du poignet, pour redonner de la flexibilité et de la force à la main en densifiant ses différents muscles.



Indication, pour personne : ayant eu une immobilisation moyenne ou longue due à une entorse ou une fracture.

Balle de rééducation Rouge

Couleur : rouge
Résistance : faible

Réf. : SE01BAS05

Balle de rééducation Vert

Couleur : vert
Résistance : moyenne

Réf. : SE01BAS06

Pédalier

- Utilisé pour muscler vos jambes que vous soyez assis ou allongé, ou posé sur une table pour muscler vos bras.
- Réglage du niveau de résistance par un bouton très simple d'accès.
- Stable et Pratique, il se plie et se range facilement.



Indication, pour personne : Une rééducation ou un renforcement musculaire.
Personne dépendante à mobilité réduite



Pédalier

Couleur : rouge

Réf. : SE06PDL05




Photos non contractuelles



Aides techniques

pour des routines quotidiennes sûres et confortables



Séparateur comprimé

Le séparateur permet de couper le comprimé en deux parties égales pour en faciliter la prise.

Séparateur comprimé
Couleur : bleu

Réf. : SE01SEP04



Ecrase et séparateur comprimé duo

Il permet de réduire un comprimé en poudre, rapidement et sans effort, et/ou de le séparer en deux afin d'en faciliter la prise.

Il se compose de trois parties :

- celle du bas pour couper le comprimé
- celle du milieu pour stocker les médicaments
- celle du haut pour les écraser.


Ecrase comprimé
Couleur : bleu

Réf. : SE01ECR04



Mise en garde

La biodisponibilité de certains médicaments peut être augmentée et leurs effets modifiés. Consulter votre pharmacien(ne) ou autres professionnels de santé.



Aide verseur de gouttes

Le guide aide verseur permet de garder l'oeil en position ouverte pour se mettre plus facilement des gouttes dans les yeux.

Réf. : SE02AID04



Piluliers



Large choix de piluliers adaptés à différentes pathologies, pour bien suivre son traitement : différents médicaments et posologies, heures de prise à respecter...

Les risques d'oubli ou de sur-dose sont bien réels.

Jour après jour et pour une semaine entière, les piluliers Winnicare conservent vos médicaments triés pour chaque moment de la journée, prêts à être pris. Sans oublier la possibilité d'emporter facilement votre traitement, en toute discrétion.



Box pilulier hebdomadaire

Pilulier semainier de grande contenance pratique et intuitif

Chaque module se range à un endroit précis afin de mettre à disposition le bon jour de la semaine en avant. Idéal pour suivre votre traitement à domicile mais possible de transporter une barrette pour la prise de médicaments du jour.


LES + PRODUIT

- **Facile à utiliser** : en retirant le module du bas, prenez vos médicaments et rangez le module sur le dessus. Le module du jour est ainsi prêt à l'emploi !
- **Cases spacieuses** : vous pouvez ranger un grand nombre de gélules ou comprimés.
- **Accroche murale possible** : pour prendre moins de place et rester toujours à disposition.

Entretien : Nettoyage par essuyage

Composition : Box : Polypropylène | Barrette : ABS | Couverture : PS

Réf. : SE03BOX07



Pilulier hebdomadaire

Pilulier semainier pratique et intuitif

- 7 boîtiers amovibles de 4 compartiments chacun permettant d'y déposer les médicaments du matin, midi, soir et nuit.
- Pour libérer un boîtier, il suffit d'appuyer sur le bouton presseur jaune sans effort. Le boîtier se glisse facilement dans un sac ou dans une poche pour la journée.

LES + PRODUIT

- **Facile à utiliser** : 1 compartiment par jour en une pression! Transportable pour faciliter le quotidien.
- **Cases spacieuses** : vous pouvez ranger un grand nombre de gélules ou comprimés.

Entretien : Nettoyage par essuyage

Composition : Polypropylène

Réf. : SE03PIL04



Indication

Traitement : pathologies croisées avec de nombreux médicaments à prendre plusieurs fois par jour.

Profil : personnes polymédiquées sédentaires ou mobiles. Les modules amovibles permettent d'emporter le traitement sur une journée.



Pilulier semainier

Pilulier semainier pratique et ergonomique

- Transparent pour une meilleure vision globale.
- Chaque compartiment est composé de 4 cases avec les indications : matin, midi, soir et nuit.
- Son système à ressort, facilite la préhension du compartiment.

LES + PRODUIT

- **Facile à utiliser** : 1 compartiment par jour en une pression. Transportable pour faciliter le quotidien.
- **Cases spacieuses** : vous pouvez ranger un grand nombre de gélules ou comprimés.
- **Sécurité** : coloris de bonne prise et ouverture indépendante pour éviter les risques de mauvais traitement.

Entretien : Nettoyage par essuyage

Composition : Box : Polypropylène | Barrette : ABS | Couverture : PS

Réf. : SE19PIS01



Pilulier pochette compacte

Ergonomique pour accompagner les déplacements

- Design de piluliers discret, compact et ergonomique pour vous permettre de suivre votre traitement lors de vos déplacements.
- 7 boîtiers amovibles de différentes couleurs séparées en 4 cases pour assurer le suivi journalier.
- Case indépendante et individuelle pour éviter les mélanges inopinés.

LES + PRODUIT

- **Facile à transporter, discret** : 1 compartiment par jour, 1 case par prise.
- **Cases spacieuses** : vous pouvez ranger un grand nombre de gélules ou comprimés.
- **Élégant** : pochette effet cuir

Entretien : Nettoyage par essuyage

Composition : Polypropylène, Polyuréthane

Réf. : SE19PPC12



Les conseils d'Auréli CLÉREMBEAUX

Ergothérapeute D.E.

Je conseille ces piluliers simples d'utilisation aux personnes qui préparent, toutes les semaines, les médicaments de leurs proches. Un pilulier limite le risque d'erreur dans la prise de médicaments et permet de s'assurer que ceux-ci ont été pris.