

CHARIOT DE DOUCHE

C4300



Le chariot douche est utilisé pour le transfert du lit à la douche.
La personne est transférée sur le chariot douche facilement et confortablement.



HÔPITAL



EHPAD



LES + PRODUIT

CONFORT

La hauteur variable permet au personnel soignant de travailler dans une position idéale, évitant les risques de lombalgies.

SÉCURITÉ

Les barrières latérales de protection d'une hauteur de 20 cm garantissent la parfaite sécurité du patient.

ROBUSTE

Structure en acier métal peint anticorrosion

CHARIOT DE DOUCHE

TRANSFERT

- Le transfert du patient est facilité grâce à la position basse de 52 cm.
- En approchant le chariot douche près du lit, le transfert peut être réalisé par une seule personne.



BONDE D'ÉVACUATION
simple d'utilisation.
Plan incliné à 2°



COUSSIN CYLINDRIQUE
Hauteur 9,90 cm, longueur 49,7 cm,
largeur 20,2 cm



BARRIÈRES
Barrières profilées escamotables,
métal peint



FREINAGE CENTRALISÉ
en option avec 4 roues
Ø 125 mm, dont 1
directionnelle.


+ Options

Freinage centralisé
avec 4 roues 125 mm,
dont 1 directionnelle.



Caractéristiques principales

- Hauteur variable de 52 à 88 cm hydraulique actionnable par pédale bilatérale
- Polyester PVC Bleu molletonné, 2 cm d'épaisseur, fixé sur un plateau en Compact hydrofuge
- Barres de poussée tête et pieds
- Plan de couchage : 1,78 m x 60 cm
- Capot de protection de la base en ABS
- Large piétement de 71,5 cm pour une meilleure stabilité
- Bonde d'évacuation obturable. Tuyau d'évacuation clipsable



Largeur Hors tout	Longueur Hors tout	Hauteur variable	Longueur Utile	Largeur Utile	Diamètre roues	Poids du chariot
A 74 cm	B 178 cm	C 52 à 88 cm	D 198 cm	E 60 cm	150 mm	115 kg

Photos non contractuelles