


Accessoires pour matelas à air motorisé

POMPES DE GONFLAGE ET DÉGONFLAGE RAPIDE

Conçues pour faciliter la mise en place et le retrait des matelas à air motorisé AXTAIR, les pompes permettent de gonfler et dégonfler rapidement les supports en toute sécurité.



2 ANS GARANTIE

VAXT/PGI


Usage courte durée

Pompe sur batterie conçue pour un usage sur une courte durée¹, la pompe de gonflage et dégonflage rapide permet une installation simple et rapide du matelas AXTAIR.

1. Conçue pour gonfler/ dégonfler 4 gonflages + 4 dégonflages par charge

Réf. : VAXT/PGI

Temps de gonflage / dégonflage	< 3 minutes	
Pression de gonflage	> 3 Mbar	
Alimentation	12V	
Puissance	> 30W	
Niveau Sonore (indicatif)	en gonflage	77 dBA à 1 m
	en dégonflage	74 dBA à 1 m
Poids	0.650 Kg	
Dimension	20 x 14 x 10 cm	



2 ANS GARANTIE

VAXT/PGA

Usage longue durée

Conçue pour un usage sur une longue durée², la pompe de gonflage et dégonflage rapide permet une installation simple et rapide du matelas AXTAIR.

2. Conçue pour gonfler plusieurs matelas à la suite.

Réf. : VAXT/PGA

Temps de gonflage / dégonflage	< 3 minutes	
Pression de gonflage	> 68 Mbar	
Alimentation	220-240V ~ - 50 Hz	
Puissance	> 68W	
Niveau Sonore (indicatif)	en gonflage	78 dBA à 1 m
	en dégonflage	82 dBA à 1 m
Poids	0.720 Kg	
Dimension	23 x 14 x 13cm	

FILET DE LAVAGE

Filet de lavage pour matelas air



2 ANS GARANTIE

VAXT/ FLM

Filet de lavage fines mailles

Filet de lavage pour matelas air conçu avec de fines mailles en polyester, pour protéger les cellules du matelas Axtair tout en laissant passer l'eau.

Réf. : VAXT/FLM

Dimensions : 80 x 100 cm

Composition : 100% polyester 180 g/m²

SAC DE TRANSPORT

2
ANS
GARANTIE



VAXT/SMG

Sac de transport pour support à air motorisé ou matelas mousse 90 cm

- Le sac permet le transport d'un support à air gonflé et prêt à l'emploi ou d'un matelas en mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 22 cm
- Protection totale du support transporté pour une livraison professionnelle du dispositif médical. La goulotte réduit le risque de pincement ou de cisaillement de celui-ci
- Système de fermeture portefeuille sécurisée par une boucle d'attache rapide
- Poche intégrée pour faciliter le rangement du sac. Faible encombrement du sac vide facilitant son rangement
- Pochette translucide renforcée sur le côté du sac pour l'identification du support transporté

Réf. : VAXT/SMG

Caractéristiques : Nylon enduction polyuréthane
Entretien/Désinfection : Lavage modéré jusqu'à 60°C avec fonction «Cool Down» Séchage en sèche-linge possible en basse température (air évacué à 60°C maximum)



2
ANS
GARANTIE



VAXT/SR

Sac de transport pour support roulé à air motorisé.

- Facilite le retrait et le transport en sécurité des dispositifs souillés.
- La couleur rouge évite toute erreur lors des manipulations et le mélange d'un produit propre (sac bleu) avec un produit sale (sac rouge).
 - **Sac Bleu :** VAXT/SB80, VAXT/SB90, VAXT/SB100, VAXT/SB120
 - **Sac Rouge :** VAXT/SR
- La taille du sac permet le stockage d'un matelas avec son compresseur accompagné d'un coussin Axensor APC

Réf. : VAXT/SR

Caractéristiques : Nylon enduction polyuréthane
Entretien/Désinfection : Lavage modéré jusqu'à 60°C avec fonction «Cool Down» Séchage en sèche-linge possible en basse température (air évacué à 60°C maximum)



2
ANS
GARANTIE



VAXT/SB 80, 90, 100 & 120

Sac de transport pour support roulé à air motorisé

- Facilite le transport des Axtair de largeur 80 à 120 cm
- Non compatible avec Axtair XXL®
- Pochette translucide renforcée sur le côté du sac pour l'identification du support transporté

Réf. : VAXT/SB80

Réf. : VAXT/SB90

Réf. : VAXT/SB100

Réf. : VAXT/SB120

Caractéristiques : Nylon enduction polyuréthane
Entretien/Désinfection : Lavage modéré jusqu'à 60°C avec fonction «Cool Down» Séchage en sèche-linge possible en basse température (air évacué à 60°C maximum)

